

Produkt Info

Dato: 31/5 - 2007	Produkt info.: 2-2007	Skrevet av: Fredrik Delås
Artikkel: Lille Viking 2000		

Det er nå underskrevet en oppdatert samsvarserklæring mellom U-B-Let A/S og Alu Rehab A/S.

U-B-Let A/S sin hjelpemotor Lille Viking 2000 kan brukes på Netti I, Netti II, Netti III, Netti Svipp, Netti komfort 4U|CE, Netti komfort 4U|CES og Netti komfort 4U|CED. Det må brukes to ulike modeller av Lille Viking 2000 på de ulike Netti stolene:

Netti I, Netti II, Netti III & Netti Svipp: Lille Viking 2000 LAV modell.
Netti 4U komfort|CE/CES/CED: Lille Viking 2000 FLAT modell.

Monteringsanvisninger følger fra produsenten U-B-Let A/S.