

PRODUKTINFORMASJON

Dato: 28/1 - 2008	Produktinfo.: 3-2008	Skrevet av: Fredrik Delås
Artikkel: Friksjonsduk	Levering: Fra dags dato	

Alle Vital Base og Alu Rehab sitteputer vil nå bli levert med friksjonsduk

Friksjonsduken vil bli benyttet som bunntekstil på alle sitteputer. Materialet har en meget god sugeevne mot underlaget og sørger for at puten ligger stabilt. Dette vil erstatte behovet for velcro, og vil gjøre våre puter mye mer fleksible for bruk i andre rullestoler. Endringen innføres fra dags dato, men det vil være en periode hvor dere vil oppleve å få sitteputer med dagens bunnstoff og velcro. Dette avhenger av størrelse på puten og antall på lager.

Friksjonsduken tilfredsstiller de samme krav til dokumentasjon som eksisterende yttertrek.

Da mange av våre rullestoler og puter blir resirkulert i de fleste marked, vil Alu Rehab fortsatt produsere seteplater og seteduker med velcro inntil videre.

Denne endringen medfører ikke endring av artikkelnummer.