


ENDRING AV SITTEPUTENE:

Vital Base Royal og Vital Base Royal Plus



- Betydelig lettere i vekt
- Lavere høyde
- Økt ventilasjon
- Økt elasticitet
- Nytt og tiltalende design

Ny Vital Base Royal!

Vital Base Royal har gjennomgått en endring som har ført produktet et langt skritt videre i arbeidet med å forebygge trykksår.

Ved å endre oppbygning av base og yttertrekk har vi økt produktets kontaktflate. Dette innvirker positivt på de trykkfordelende egenskapene. Den nye konstruksjonen er testet i England i henhold til gjeldende standard ISO 16840-2, og har vist økte trykkfordelende egenskaper sammenlignet med den gamle modellen. Den nye konstruksjonen gir dessuten en økt stabilisering i forkant av seteknutene. Sidevangene på puten er fjernet for å gi mulighet for kontakt helt i ytterkant av puten. Gel'en er nå plassert inne i puten, direkte under seteknutene, og ivaretar fortsatt den samme støtdempende effekten.

Forskning viser at faren for å utvikle trykksår reduseres betraktelig ved å holde en overflatetemperatur rundt 27°C. Basert på dette har vi funnet et nytt materiale som holder en jevn temperatur rundt 28°C mot 33°C på det gamle.



PRODUKTINFORMASJON 2008/8