

RESERVEDELSKATALOG NETTI II

Version 2/08 - Norway

INNHOLD

	Side
Stolramme	3
Sittepute - komplett	4
Sittepute - yttertremk	5
Rygg	6
Ryggpute	7
Kjørehåndtak	8
Hodestøtte A	9
Hodestøtte B	10
Hodestøtte C	11
Armlene - venstre	12
Armlene - høyre	13
Comfortpads armlene	14
Armlensbrakett	15
Uttrekkstykke fotstøtte	16
Universal benstøtter - komplett	17
Universal benstøtter - deler	18
Vinkelregulerbare benstøtter - komplett	19
Vinkelregulerbare benstøtter - deler	20
Lagerhus	22
Svinghjul	23
Brems	24
Gassylinder - recline	25
Drivhjul	26
Tippesikring	27


Produsert av:

Alu Rehab AS, Bedriftsveien 23, NO-4352 Klepp stasjon, Norway

Phone: + 47 51 78 62 20 - Fax + 47 51 78 62 21

E-mail: post@alurehab.com


www.alurehab.com



Stolramme


Posisjon	Beskrivelse	Art.nr.	Stk pr stol	Pris
1	Seteplate. Bredde: 35cm Dybde: 40cm	20176	1	
1	Seteplate. Bredde: 35cm Dybde: 43cm	21040	1	
1	Seteplate. Bredde: 35cm Dybde: 46cm	20612	1	
1	Seteplate. Bredde: 38cm Dybde: 40cm	20910	1	
1	Seteplate. Bredde: 38cm Dybde: 43cm	21041	1	
1	Seteplate. Bredde: 38cm Dybde: 46cm	20758	1	
1	Seteplate. Bredde: 40cm Dybde: 40cm	20911	1	
1	Seteplate. Bredde: 40cm Dybde: 43cm	21042	1	
1	Seteplate. Bredde: 40cm Dybde: 46cm	20550	1	
1	Seteplate. Bredde: 43cm Dybde: 40cm	20195	1	
1	Seteplate. Bredde: 43cm Dybde: 43cm	21043	1	
1	Seteplate. Bredde: 43cm Dybde: 46cm	20551	1	
1	Seteplate. Bredde: 45cm Dybde: 40cm	20196	1	
1	Seteplate. Bredde: 45cm Dybde: 43cm	21044	1	
1	Seteplate. Bredde: 45cm Dybde: 46cm	20552	1	
1	Seteplate. Bredde: 50cm Dybde: 40cm	20197	1	
1	Seteplate. Bredde: 50cm Dybde: 43cm	21045	1	
1	Seteplate. Bredde: 50cm Dybde: 46cm	20553	1	
2*	Skrue M5x35	22098	4	
3*	Ramme Seteplate Underlagskive Høy	24141	2	
4*	Ramme Seteplate Underlagskive Lav	22084	2	
5*	Skrue M8x40	21095	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.




Sittepute - komplett

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:40cm, Mars	3533540	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:45cm, Mars	3533545	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:50cm, Mars	3533550	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:40cm, Mars	3533840	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:45cm, Mars	3533845	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:50cm, Mars	3533850	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:40cm, Mars	3534040	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:45cm, Mars	3534045	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:50cm, Mars	3534050	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:40cm, Mars	3534340	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:45cm, Mars	3534345	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:50cm, Mars	3534550	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:40cm, Mars	3534540	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:45cm, Mars	3534545	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:50cm, Mars	3534550	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:40cm, Mars	3535040	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:45cm, Mars	3535045	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:50cm, Mars	3535050	1	



Sittepute - yttertremk


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:40cm, Mars	3543540	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:45cm, Mars	3543545	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:35cm Dybde:50cm, Mars	3543550	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:40cm, Mars	3543840	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:45cm, Mars	3543845	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:38cm Dybde:50cm, Mars	3543850	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:40cm, Mars	3544040	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:45cm, Mars	3544045	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:40cm Dybde:50cm, Mars	3544050	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:40cm, Mars	3544340	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:45cm, Mars	3544345	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:43cm Dybde:50cm, Mars	3544550	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:40cm, Mars	3544540	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:45cm, Mars	3544545	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:45cm Dybde:50cm, Mars	3544550	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:40cm, Mars	3545040	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:45cm, Mars	3545045	1	
2	Yttertremk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:50cm, Mars	3545050	1	



Rygg - faste vinkler


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr enhet	Pris
1	Rygg 35cm fast Netti I/II komplett	21892	1	
1	Rygg 38cm fast Netti I/II komplett	21893	1	
1	Rygg 40cm fast Netti I/II komplett	21894	1	
1	Rygg 43cm fast Netti I/II komplett	21895	1	
1	Rygg 45cm fast Netti I/II komplett	21896	1	
1	Rygg 50cm fast Netti I/II komplett	21897	1	
2	Velcro 35-55cm	20699	1	
3*	Firkantplugg 25x15	21847	2	
4*	Låsespak M6x16	20097	2	
5*	Rygg skyvebøylebrakett komplett med beskytter	26051	2	

* Tilgjengelig på forespørsel



Ryggpute


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:35cm Høyde:50cm, Mars	3735035	1	
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:38cm Høyde:50cm, Mars	3735038	1	
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:40cm Høyde:50cm, Mars	3735040	1	
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:43cm Høyde:50cm, Mars	3735043	1	
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:45cm Høyde:50cm, Mars	3735045	1	
1	Ryggpute, Uno Back Bredd:50cm Høyde:50cm, Mars	3735050	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:35cm Høyde:50cm, Mars	3745035	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:38cm Høyde:50cm, Mars	3745038	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:40cm Høyde:50cm, Mars	3745040	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:43cm Høyde:50cm, Mars	3745043	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:45cm Høyde:50cm, Mars	3745045	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Bredd:50cm Høyde:50cm, Mars	3745050	1	



Kjørehåndtak

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Kjørehåndtak standard 300mm komplett	21754	2	
1	Kjørehåndtak lang 500mm komplett	21808	2	
2*	Låsemutter M6	20058	2	
3*	Skrue M6x25	20992	2	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte A

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte A med Mars	20575	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrek Mars Hodestøtte A	20126	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte B

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte B med Mars	20574	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrek Mars Hodestøtte B	20629	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte C

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte B med Mars	20574	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrek Mars Hodestøtte B	20629	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Armlene - venstre

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlene venstre komplett	21681	1	
2	Armlene pad standard 385x58 PU	20835	1	
3*	Firkantplugg 20x20x12 mm	20633	2	
4*	Skrue M5x35	21323	2	
5*	Underlagsskive M5	23594	2	
6*	Skrue M6x20	20406	1	
7*	Mutter M6	20407	1	
8	Klesbeskytter armlen	20239	1	
9*	Popnagle sort ø3.2x9.7mm	20060	3	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Armlene - høyre


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlene høyre komplett	21682	1	
2	Armlene pad standard 385x58 PU med skruer	20835	1	
3*	Firkantplugg 20x20x12 mm	20633	2	
4*	Skrue M5x35	21323	2	
5*	Underlagsskive M5	23594	2	
6*	Skrue M6x20	20406	1	
7*	Mutter M6	20407	1	
8	Klesbeskytter armlen	20239	1	
9*	Popnagle sort ø3.2x9.7mm	20060	3	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Comfortpads armlene


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Comfortpads. 2,5cm	22149	2	
1	Comfortpads. 3,5cm	22150	2	
1	Comfortpads. 4,5cm	22151	2	



Armlensbrakett


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlensbrakett høyre komplett	20404	1	
2	Armlensbrakett venstre komplett	20401	1	
3*	Mutter M8	20408	4	
4*	Nylonskrue M8x20	20857	4	

* Tilgjengelig på forespørsel.




Uttrekkstykke benstøtte

Posisjon	Beskrivelse	Art.nr.	Stk pr stol	Pris
1	Uttrekkstykke. Sølv. Høyre. Komplet.	27384	1	
2	Uttrekkstykke. Sølv. Venstre. Komplet.	27385	1	
3	Låsebrakett med skrue. Høyre.	29555	1	
4	Låsebrakett med skrue. Venstre.	29556	1	



Universal benstøtter - komplett


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Universal benstøtte. Søl. 35cm. Høyre.	27220	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 35cm Venstre.	27221	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 38cm. Høyre.	27222	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 38cm Venstre.	27223	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 40cm. Høyre.	27224	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 40cm Venstre.	27225	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 43cm. Høyre.	27226	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 43cm Venstre.	27227	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 45cm. Høyre.	27228	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 45cm Venstre.	27229	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 50cm. Høyre.	27230	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 50cm Venstre.	27231	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 55cm. Høyre.	27232	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 55cm Venstre.	27233	1	
1	Universal benstøtte. Søl. 60cm. Høyre.	27234	1	
2	Universal benstøtte. Søl. 60cm Venstre.	27235	1	



Universal benstøtter - deler

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Universal benstøtte. Svingelement. Sølv. Høyre	25824	1	
2	Universal benstøtte. Svingelement. Sølv. Venstre	26723	1	
3	Fotplate. 35cm. Høyre.	27875	1	
4	Fotplate. 35cm. Venstre.	27899	1	
3	Fotplate. 38cm. Høyre.	27876	1	
4	Fotplate. 38cm. Venstre.	27900	1	
3	Fotplate. 40cm. Høyre.	27877	1	
4	Fotplate. 40cm. Venstre.	27901	1	
3	Fotplate. 43cm. Høyre.	27878	1	
4	Fotplate. 43cm. Venstre.	27902	1	
3	Fotplate. 45cm. Høyre.	27879	1	
4	Fotplate. 45cm. Venstre.	27903	1	
3	Fotplate. 50cm. Høyre.	27880	1	
4	Fotplate. 50cm. Venstre.	27904	1	
3	Fotplate. 55cm. Høyre.	27881	1	
4	Fotplate. 55cm. Venstre.	27905	1	
3	Fotplate. 60cm. Høyre.	27882	1	
4	Fotplate. 60cm. Venstre.	27906	1	
5*	Fotplate fjær 1x6x65	27858	2	
6*	Skrue M6x12	24272	2	
7*	Mellomleggskive 6,4x18x1,5	20356	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Splittegning på side 21


Vinkelregulerbare benstøtter - komplett


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 35cm. Høyre.	29500	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 35cm. Venstre.	29508	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 38cm. Høyre.	29501	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 38cm. Venstre.	29509	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 40cm. Høyre.	29502	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 40cm. Venstre.	29510	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 43cm. Høyre.	29503	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 43cm. Venstre.	29511	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 45cm. Høyre.	29504	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 45cm. Venstre.	29512	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 50cm. Høyre.	29505	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 50cm. Venstre.	29513	1	

Vinkelregulerbare benstøtter - deler

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
3	Vinkelregulerbar benstøtte. Svingelement. Sort. Høyre.	29489	1	
4	Vinkelregulerbar benstøtte. Svingelement. Sort. Venstre.	29490	1	
5	Knepute. Mars.	23864	2	
6	Leggpute med brakett. 35cm	27964	1	
6	Leggpute med brakett. 40cm	27965	1	
6	Leggpute med brakett. 43cm	27966	1	
6	Leggpute med brakett. 45cm	27966	1	
6	Leggpute med brakett. 50cm	27967	1	
7	Fotplate. 35cm Høyre.	28621	1	
8	Fotplate. 35cm Venstre.	28649	1	
7	Fotplate. 40cm Høyre.	28623	1	
8	Fotplate. 40cm. Venstre.	28651	1	
7	Fotplate. 43cm Høyre.	28624	1	
8	Fotplate. 43cm Venstre.	28652	1	
7	Fotplate. 45cm Høyre.	28625	1	
8	Fotplate. 45cm Venstre.	28653	1	
7	Fotplate. 50cm Høyre.	28626	1	
8	Fotplate. 50cm Venstre.	28654	1	
9*	Fotplatefjær	27858	2	
10*	Skrue M6x12	24272	2	
11*	Mellomleggskive	20356	2	
12	Mekanisk justerstag med skrue. Sort. Høyre.	29558	1	
13	Mekanisk justerstag med skrue. Sort. Venstre.	29559	1	
14*	Skrue M6x40	20103	2	
15*	Justerratt 40xM6	27388	2	
16	Fotplatehengsle komplett	28523	2	
17	Leggstøttebrakett med skrue, skive og låsemutter	25353	2	
18*	Mutter M8	29761	2	
19*	Benstøtte låsekon	20539	2	
20*	Mutter M6	20058	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.






Lagerhus

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Lagerhus svinghjul A komplett	26445	1	
2	Lagerhus svinghjul B komplett	26446	1	
3*	Skruesett lagerhus komplett	20148	4	



* Tilgjengelig på forespørsel.



Svinghjul


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Gaffel standard med 7" svinghjul komplett	20535	2	
2*	Skrue M8x65	20419	2	
3*	Stoppskive M8	20068	4	
4*	Låsemutter M8	20412	2	
5	Svinghjul 7"	20976	2	
6	Forgaffel standard med aksel	20429	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.




Brems

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Brems Universal Liten Høyre	26852	1	
2	Brems Universal Liten Venstre	26853	1	




Gassylinder - recline

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Tiltsylinder med wire komplett	25514	1	
2	Wire med strømpe, klemmer og fjær komplett	27628	1	
3	Tiltsylinder	23273	1	



Drivhjul

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Drivhjul 12" med trommelbrems - kit	23175	1	
1	Drivhjul 16" med trommelbrems - kit	23174	1	
1	Drivhjul 22" x 1" med trommelbrems - kit	24365	1	
1	Drivhjul 24" x 1" med trommelbrems - kit	24310	1	
2	Wire 1250 mm komplett	41310	2	
3	Bremsehåndtak	41313	2	
4	Drivhjul 22" x 1" med quick release	25371	2	
4	Drivhjul 24" x 1" med quick release	25372	2	
5	Drivring 22" plast	20451	2	
5	Drivring 24" plast	20450	2	
6	Quick release Ø12 x 98mm	20449	2	
7	Hjulhylse komplett	20329	2	
8	Skrue (6 stk) & avstandstykker (6 stk) - kit	21111	2	



Tippesikring standard

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Tippesikring lang/kort	25419	2	
2	Tippesikring låseklemme komplett	26980	2	
3*	Tippesikring fjær 445mm	24242	2	
4*	Skrue M6 K-13 8x10	25329	12	
5*	Skrue M6x22	24231	12	
6*	Låseskive d6xD11.5	25832	4	
7*	Tippesikring hjulaksel	25844	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.