

RESERVEDELSKATALOG NETTI III HD

Version 2/08 - Norway

INNHold

	Side
Stolramme	3
Sittepute	4
Rygg	5
Ryggpute	6
Kjørehåndtak	7
Hodestøtte A	8
Hodestøtte B	9
Hodestøtte C	10
Armlene - venstre	11
Armlene - høyre	12
Comfortpads armlene	13
Armlensbrakett	14
Uttrekkstykke benstøtte	15
Vinkelregulerbare benstøtter - komplett	16
Vinkelregulerbare benstøtter - deler	17
Lagerhus	19
Svinghjul	20
Brems	21
Gassylindere	22
Drivhjul	23
Tippesikring	24


Produsert av:

Alu Rehab AS, Bedriftsveien 23, NO-4352 Klepp stasjon, Norway

Phone: + 47 51 78 62 20 - Fax + 47 51 78 62 21

E-mail: post@alurehab.com


www.alurehab.com



Stolramme


Posisjon	Beskrivelse	Art.nr.	Stk pr stol	Pris
1	Seteplate heltre. Bredde: 50cm Dybde: 40cm	40822	1	
1	Seteplate heltre. Bredde: 50cm Dybde: 46cm	40825	1	
1	Seteplate heltre. Bredde: 55cm Dybde: 40cm	20759	1	
1	Seteplate heltre. Bredde: 55cm Dybde: 46cm	20635	1	
1	Seteplate heltre. Bredde: 60cm Dybde: 40cm	20616	1	
1	Seteplate heltre. Bredde: 60cm Dybde: 46cm	20617	1	
2*	Skrue M5x35	22098	4	
3*	Ramme Seteplate Underlagskive Høy	24141	2	
4*	Ramme Seteplate Underlagskive Lav	22084	2	
5*	Skrue M8x40	21095	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Sittepute


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:40cm, Mars	3535040	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:45cm, Mars	3535045	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:50cm, Mars	3535050	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:40cm, Mars	3535540	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:45cm, Mars	3535545	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:50cm, Mars	3535550	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:40cm, Mars	3536040	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:45cm, Mars	3536045	1	
1	Sittepute, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:50cm, Mars	3536050	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:40cm, Mars	3545040	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:45cm, Mars	3545045	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:50cm Dybde:50cm, Mars	3545050	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:40cm, Mars	3545540	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:45cm, Mars	3545545	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:55cm Dybde:50cm, Mars	3545550	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:40cm, Mars	3546040	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:45cm, Mars	3546045	1	
2	Yttertrekk, Uno Seat Bredde:60cm Dybde:50cm, Mars	3546050	1	



Rygg


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr enhet	Pris
1	Rygg 50cm Netti III komplett	26917	1	
1	Rygg 55cm Netti III komplett	26918	1	
1	Rygg 60cm Netti III komplett	26919	1	
2	Sylinderhengsle	20433	1	
3	Rygghengsle	22062	2	
4	Utløserhåndtak venstre	40387	1	
4	Utløserhåndtak høyre	20463	1	
5*	Skrue M6x40	20431	4	
6*	Låsespak M6x16	20097	3	
7	Hodestøtteadapter komplett	23005	1	
8*	Firkantmutter M6	20296	7	
9*	Plugg 25x15	21847	2	
10	Velcro 55-60cm	2865	1	
11	Rygg skyvebøylebrakett komplett med beskytter	26051	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Ryggpute


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Ryggpute, Uno Back Breddde:50cm Høyde:50cm, Mars	3735050	1	
1	Ryggpute, Uno Back Breddde:55cm Høyde:50cm, Mars	3735055	1	
1	Ryggpute, Uno Back Breddde:60cm Høyde:50cm, Mars	3735060	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Breddde:50cm Høyde:50cm, Mars	3745050	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Breddde:55cm Høyde:50cm, Mars	3745055	1	
2	Yttertrekk, Uno Back Breddde:60cm Høyde:50cm, Mars	3745060	1	



Kjørehåndtak

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Kjørehåndtak standard 300mm komplett	21754	2	
1	Kjørehåndtak lang 500mm komplett	21808	2	
2*	Låsemutter M6	20058	2	
3*	Skruer M6x25	20992	2	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte A

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte A med Mars	20575	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrek Mars Hodestøtte A	20126	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte B

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte B med Mars	20574	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrekk Mars Hodestøtte B	20629	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Hodestøtte C

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Hodestøtte B med Mars	20574	1	
2*	Låsespak M6x30	20282	1	
3*	Mellomleggskive M6	20063	1	
4*	Stjerneratt M8	26684	1	
5*	Mellomleggskive M8	29305	1	
6	Hygienetrek Mars Hodestøtte B	20629	1	
7*	Firkantplugg horisontalstag	20852	1	
8*	Plastplugg vertikalstag	20509	1	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Armlene - venstre

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlene venstre komplett	21681	1	
2	Armlene pad bred 420x80 PU med skruer	29137	1	
3*	Firkantplugg 20x20x12 mm	20633	2	
4*	Skrue M5x35	21323	2	
5*	Underlagsskive M5	23594	2	
6*	Skrue M6x20	20406	1	
7*	Mutter M6	20407	1	
8	Klesbeskytter armlen	20239	1	
9*	Popnagle sort ø3.2x9.7mm	20060	3	


* Tilgjengelig på forespørsel.



Armlene - høyre


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlene høyre komplett	21682	1	
2	Armlene pad bred 420x80 PU med skruer	29137	1	
3*	Firkantplugg 20x20x12 mm	20633	2	
4*	Skrue M5x35	21323	2	
5*	Underlagsskive M5	23594	2	
6*	Skrue M6x20	20406	1	
7*	Mutter M6	20407	1	
8	Klesbeskytter armlen	20239	1	
9*	Popnagle sort ø3.2x9.7mm	20060	3	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Comfortpads armlene


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Comfortpads. 2,5cm	22149	2	
1	Comfortpads. 3,5cm	22150	2	
1	Comfortpads. 4,5cm	22151	2	



Armlensbrakett


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Armlensbrakett høyre komplett	20404	1	
2	Armlensbrakett venstre komplett	20401	1	
3*	Mutter M8	20408	4	
4*	Nylonskrue M8x20	20857	4	

* Tilgjengelig på forespørsel.



Uttrekkstykke benstøtte

Posisjon	Beskrivelse	Art.nr.	Stk pr stol	Pris
1	Uttrekkstykke. Sølv. Høyre. Komplet.	27384	1	
2	Uttrekkstykke. Sølv. Venstre. Komplet.	27385	1	
3	Låsebrakett med skruer. Høyre.	29555	1	
4	Låsebrakett med skruer. Venstre.	29556	1	



Splittegning på side 18


Vinkelregulerbare benstøtter - komplett


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 50cm. Høyre.	29505	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 50cm. Venstre.	29513	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 55cm. Høyre.	29506	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 55cm. Venstre.	29514	1	
1	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 60cm. Høyre.	29507	1	
2	Vinkelregulerbar benstøtte. Sort. 60cm Venstre.	29515	1	

Vinkelregulerbare benstøtter - deler

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
3	Vinkelregulerbar benstøtte. Svingelement. Sort. Høyre.	29489	1	
4	Vinkelregulerbar benstøtte. Svingelement. Sort. Venstre.	29490	1	
5	Knepute. Mars.	23864	2	
6	Leggpute med brakett. 50cm	27967	1	
6	Leggpute med brakett. 55cm	27968	1	
6	Leggpute med brakett. 60cm	27969	1	
7	Fotplate. 50cm Høyre.	28626	1	
8	Fotplate. 50cm Venstre.	28654	1	
7	Fotplate. 55cm Høyre.	28627	1	
8	Fotplate. 55cm Venstre.	28655	1	
7	Fotplate. 60cm Høyre.	28628	1	
8	Fotplate. 60cm Venstre.	28656	1	
9*	Fotplatefjær	27858	2	
10*	Skrue M6x12	24272	2	
11*	Mellomleggskive	20356	2	
12	Mekanisk justerstag med skrue. Sort. Høyre.	29558	1	
13	Mekanisk justerstag med skrue. Sort. Venstre.	29559	1	
14*	Skrue M6x40	20103	2	
15*	Justerratt 40xM6	27388	2	
16	Fotplatehengsle komplett	28523	2	
17	Leggstøttebrakett med skrue, skive og låsemutter	25353	2	
18*	Mutter M8	29761	2	
19*	Benstøtte låsekon	20539	2	
20*	Mutter M6	20058	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.






Lagerhus

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Lagerhus svinghjul A komplett	26445	1	
2	Lagerhus svinghjul B komplett	26446	1	



* Tilgjengelig på forespørsel.



Svinghjul


Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Gaffel bred med 7" svinghjul bred bane komplett	22193	2	
2	Forgaffel bred	20286	2	
3	Svinghjul 7" bred bane	20279	2	
4*	Skrue M8x80	20020	2	
5*	Stoppskive M8	20068	4	
6*	Låsemutter M8	20412	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.




Brems

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Brems Universal Liten Høyre	26852	1	
2	Brems Universal Liten Venstre	26853	1	




Gassyndere

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Tiltsylinder komplett	25514	1	
2	Reclinesylinder komplett	20471	1	
3	Wire med strømpe, klemmer og fjær komplett	27628	2	
4	Reclinesylinder med wire komplett	23273	1	
5	Tiltsylinder med wire komplett	23274	1	
*	Wire tilt komplett 50cm - kit	27586	1	
*	Wire tilt komplett 55cm - kit	27587	1	
*	Wire tilt komplett 60cm - kit	27588	1	



Drivhjul

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Drivhjul 24" Aluminium	20306	2	
2	Hjulhylse komplett	20329	2	
3	Quick release Ø12 x 98mm	20449	2	



Tippesikring standard

Posisjon	Beskrivelse	Art. nr.	Stk pr stol	Pris
1	Tippesikring lang/kort	25419	2	
2	Tippesikring låseklemme komplett	26980	2	
3*	Tippesikring fjær 445mm	24242	2	
4*	Tippesikring vertikalstag m/hjul standard	26118	2	

* Tilgjengelig på forespørsel.