

Kommission: _____



HMV-Nummer: 18.50.02.7038
PHMV-Nummer: 50.45.07.2009

Datum: _____



Rechnungsadresse:

Kundenkürzel: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____

Angebotserstellung

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Inklusiv-Ausstattung:

Rückenhöhe 50 cm, Rahmen mit Sitzkantelung -8° bis +18° und Rückenlehnenverstellung bis + 40°, Antriebsräder 24" x 1", Lenkräder 7" Vollgummi, Sitzkissen Netti UNO, ergonomisches Rückenkissen Netti SMART, Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fußplatten winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Antikipp-Stützen wegschwenkbar und höheneinstellbar, Handgriffe für Begleitperson höheneinstellbar, 300 mm, Gleitsitz (Transferhilfe)

Sitzbreiten

- D20035 35 cm D20043 43 cm
D20038 38 cm D20045 45 cm
D20040 40 cm D20050 50 cm

Für eine Gesamtbelastung über 145 kg oder Sitzbreite 55 + 60 cm nehmen Sie bitte das Bestellblatt Netti III HD & Spezial oder Netti III-Elektrisch

Sitztiefen

- A 50,0 cm D 42,5 cm
B 47,5 cm E 40,0 cm
C 45,0 cm

Für Sondersitztiefen über 50 cm nehmen Sie bitte das Bestellblatt Netti III HD & Spezial oder Netti III-Elektrisch

Grundpreis: 3.095,- €

Zulässige Gesamtbelastung: 145 kg

■ = Grundausstattung

Hier bitte ankreuzen			
Hinweise	Bestellnummer	Bezeichnung	VK-Preis €
		RAHMEN	
	Standard	Rückenhöhe 50 cm und Gleitsitz	0,-
	D21006	Rückenhöhe 60 cm (Rückenverlängerung + Rückenkissen RH 60)	196,-
	D21074	Sitzplatte mit Komfortloch (nicht möglich mit Gleitsitz)	52,-
	D21032	Begrenzungs-Schiene für Sitzkantelung (keine negative Sitzkantelung nach vorne)	44,-
	D43032	Sitzkantelungs-Sperre (Tilt Lock) zur stufenlosen Fixierung des Sitzkantelungswinkels	237,-
	D20824	Rahmenverlängerung, Paar, inklusive Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-
	D40501	Erweiterung der Sitzbreite um 1,2 cm pro Seite für Standardräder (nur SB 35-45)	263,-
	D40502	Erweiterung der Sitzbreite um 1,2 cm pro Seite für TB-Räder (nur für SB 35-45)	263,-
	D40503	Erweiterung der Sitzbreite um 2,7cm pro Seite für Standardräder (nur für SB 35-45)	263,-
	D20832	Einhandantrieb mit Steckachsen-Ausführung TB-Version (nur 24" x 1 3/8" Flexel)	1451,-
	D27282	Einhandbremse rechts (nur in Kombination mit Trommelbremse)	312,-
	D27283	Einhandbremse links (nur in Kombination mit Trommelbremse)	312,-
	D21029	Bremshebelverlängerung um 6 cm = Länge: 15 cm, Paar	58,-
	D21031	Bremshebelverlängerung um 16 cm = Länge: 25 cm, Paar	68,-

Kommission: _____

ANTRIEBSRÄDER & ZUBEHÖR FÜR ANTRIEBSRÄDER			
	D21010	Trommelbremse mit Steckachse inkl. höhenverstellbare Handgriffe für Begleitperson	208,-
	D22006	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Flexel	52,-
	D22008	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Luftbereifung	52,-
	D22010	Antriebsräder 26 x 1 3/8" Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm mögliche Lenkradgröße 7,8 Zoll	115,-
	Standard	Antriebsräder 24 x 1" pannensicher H1: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 49,0 cm mögliche Lenkradgröße 5, 6, 7 Zoll 7, 8 Zoll	0,-
	D22007	Antriebsräder 22 x 1" pannensicher H1: <input type="checkbox"/> SH 43,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm mögliche Lenkradgröße 5,6 Zoll 6,7 Zoll	115,-
	D22002	Antriebsräder 20 x 1" pannensicher H1: <input type="checkbox"/> SH 40,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 43,5 cm mögliche Lenkradgröße 5 Zoll 6 Zoll	115,-
	D21034	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Luft H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm mögliche Lenkradgröße 5,6 Zoll 7 Zoll	345,-
	D21035	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm mögliche Lenkradgröße, 5,6 Zoll 7 Zoll	345,-
	D22013	Greifreifenüberzüge, Paar	94,-
	D22009	Hand- und Speichenschutz, transparent, Paar	120,-
LENKRÄDER			
	Standard	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0,-
	D21012	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	68,-
	D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel	68,-
	D22003	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher	68,-
	D22005	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	68,-
	D21026	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	68,-
	D20664	Abstandsstücke für Vorderrad (<i>optimal in Kombination mit Universalbeinstützen bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie</i>)	99,-
RÜCKENKISSEN			
	Standard	Netti SMART (<i>seitliche Führungspolster 12 cm</i>) - Bezug 3D	0,-
	D21023	Netti STABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm</i>) - Bezug 3D	219,-
	D21123	Netti SUPERSTABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt</i>) - Bezug 3D	302,-
	D21102	Ohne Rückenkissen Netti SMART	-140,-
	D27700	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 50 cm	146,-
	D27701	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 60 cm inkl. Rückenverlängerung	312,-
		Seitenpelotte Stable D26830 <input type="checkbox"/> links D26843 <input type="checkbox"/> rechts (<i>Kissenpelotte für Stabil und Superstabil Rücken – nicht geeignet für Smart Kissen</i>)	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable	94,-
	D27378	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction rechts (<i>Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart!</i>)	155,-
	D27376	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction links (<i>Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart!</i>)	155,-
	D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-
SITZKISSEN			
	Standard	Netti UNO Sitzkissen, – 3D Bezug	0,-
	D21007	Netti SIT AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Bezug 3D	229,-
	D21017	Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug (HMV-Nr. 11.39.01.1021)	354,-
	D21101	Ohne Sitzkissen UNO	-55,-
	D21022	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Sitz, Rücken, Kniepolster und Kopfstütze (<i>nicht möglich bei VB Venti und Netti Sit °C</i>)	0,-
	D21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	151,-

Kommission: _____

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZEN			
		Kopfstütze D20575 <input type="checkbox"/> A, mit Seitenführung	156,-
		Kopfstütze D20574 <input type="checkbox"/> B, klein, oval	
		Kopfstütze D20573 <input type="checkbox"/> C, groß, rechteckig	
	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C, abnehmbar	141,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-
	D23017	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 35-50 (<i>empfohlen bei Auto-Transport</i>)	156,-
ARMLEHNEN & ZUBEHÖR			
	Standard	Höhenverstellbare Armlehne	0,-
	D22149	Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm Breite (<i>=Sitzbreite minus 5 cm</i>)	89,-
	D21014	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 5 cm, Paar	420,-
	D21015	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 10 cm, Paar	420,-
	Standard	Armlehnen Polster 385 x 58 mm	0,-
	D41649	Armlehnen-Polster extraweich, Paar (nur für Standard-Armpolster 385 X 58 mm)	140,-
	D21077	Armlehnen-Polster 420 X 80 mm	94,-
	D21078	Armlehnen-Polster 445 X 70 mm	94,-
	D21079	Armlehnen-Polster 525 X 80 mm	94,-
	D21927	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-
	D23003	Langes Hemiplegie Arm-Lagerungskissen <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	167,-
	D22185	Armschale, drehbar & fixierbar links (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-
	D22186	Armschale, drehbar & fixierbar rechts (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-
	D21040	Auslösehebel Rückenverstellung montiert auf Armlehne <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	99,-
	D21020	Auslösehebel Sitzkantelung montiert auf Armlehne <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	99,-
BEINSTÜTZEN & ZUBEHÖR			
	Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich	0,-
	D24006	Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen (<i>optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder</i>)	0,-
	D21080	Verstärkte Beinstützen (<i>Für unruhige oder spastische Patienten empfohlen</i>) (<i>Nicht kompatibel mit Extra-Abduktion +5 cm - D21081- Als Sonderbau möglich!</i>)	450,-
	D21008	Gasdruckfedern für winkelregulierbare Beinstützen, Paar	151,-
	D20828	Amputationsstütze links	281,-
	D20827	Amputationsstütze rechts	281,-
	D21081	Extra Abduktion für Beinstützen SB + 5 cm, Paar (<i>nicht möglich bei SB 43 cm</i>)	320,-
	D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
	D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
	D21041	Fußkasten, gepolstert	302,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	Fußplattenpolsterung, Paar, (<i>Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten</i>)	234,-

Kommission: _____

ZUBEHÖR FÜR SITZ – UND RÜCKENBEREICH

D20845	Hüftgurt gepolstert , Autoverriegelung	75,-
D60001	Sitzhose Leder gepolstert SB 35-45	375,-
D60002	Sitzhose Leder gepolstert Größe XL SB 50	375,-
D27490	Abduktionskeil - klein, Breite: 8 cm x Länge: 14 cm x Höhe: 8 cm	177,-
D27491	Abduktionskeil - mittel, Breite: 11 cm x Länge: 15 cm x Höhe: 8 cm	177,-
D27492	Abduktionskeil - groß, Breite: 14 cm x Länge: 17 cm x Höhe: 8 cm	177,-
D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
D21120	Stativ für Hosenträgergurt	188,-
D21042	Lendenwirbelkissen, klettbar	99,-
D20830	Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze (<i>links und rechts einsetzbar</i>), <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input checked="" type="checkbox"/> 2 Stk.	136,-
D21084	Rückenkeil für seitliche Anpassung <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	99,-

THERAPIETISCHE

D21059	Therapietisch Universal - SB 35-43 cm	145,-
D21060	Therapietisch Universal - SB 45-50 cm (<i>bei SB 50 mit Armpolster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden</i>)	145,-
D21063	Therapietisch Universal - SB 55-60 cm (<i>erforderlich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	185,-
D21050	Therapietisch, verstärkt - SB 35-43 cm	271,-
D21053	Therapietisch, verstärkt - SB 45-50 cm (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	271,-
D24001	Therapietisch abschwenkbar (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	185,-
D24002	Therapietisch verriegelbar (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	185,-
D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
D23006	Gepolsterte Halbtisch Armlehne links	333,-
D23005	Gepolsterte Halbtisch Armlehne rechts	333,-

ZUBEHÖR DIVERSE

Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
D21239	Werkzeug-Kit	78,-
D41987	Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr	234,-
D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto (Car-Kit)	123,-

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
Verstärkter Kleiderschutz - Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage
Schiebebügel winkelverstellbar – Stück	Preis auf Anfrage

**Bitte beachten Sie auch unsere neuen Bestellblätter für:
Netti III-HD & Spezial (Belastbarkeit bis 160 kg) sowie Netti III-Elektrisch**

Kommission: _____

Technische Daten:

Sitzbreiten:	35, 38, 40, 43, 45 & 50 cm
Sitztiefen:	40, 42,5, 45, 47,5 & 50 cm
Rückenhöhe:	50 cm Standard 60 cm als Zurüstung
Sitzkantelung:	-8° bis +18°
Rückenlehnenverstellung:	40° nach hinten
Gesamtbreite des Rollstuhles:	
- Mit 12" Trommelbremse:	Sitzbreite + 21 cm
- Mit 24" Antriebsräder:	Sitzbreite + 22 cm
Gesamtlänge, Grundversion 45 cm:	95 cm ohne Beinstützen
Gesamthöhe:	95 cm ohne Kopfstütze
Gewicht des Rollstuhles:	34 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	145 kg
Rahmenfarbe:	Silber
Bezugsvarianten:	Atmungsaktiver Bezug 3D Easy Care antibakterieller abwaschbar Bezug , grau °C- temperaturregulierender Bezug
Hilfsmittelnummer:	18.50.02.7038
Pflegehilfsmittelnummer:	50.45.07.2009

Beinstütze:

	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Fußbrett	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze, kniewinkelverstellbar	36 cm	50 cm

Kommission: _____

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Netti III Ansicht Seitenrahmen links	Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen
--	---

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Lenkrad-Gabel </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1: 8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2: 8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm </td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; font-size: small;"> Es werden 3 verschiedene Lenkrad-Gabeln für die unterschiedlichen Höhen eingesetzt. Sie erhalten die jeweils zum Antriebsrad passende Lenkrad-Gabel mit dem Rollstuhl geliefert. </div>	Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1: 8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm	Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2: 8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Rahmen hinten = Aufnahme für Antriebsrad </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm </td> </tr> </table>	Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm	Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm
Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1: 8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm	Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2: 8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm				
Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm					
Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm					

Patienten-Aufmaßbogen

1. Sitztiefe..... = _____ mm
2. Unterschenkellänge..... = _____ mm
3. Sitzhöhe bis Achsel..... = _____ mm
4. Sitzhöhe bis Schulter..... = _____ mm
5. Sitzhöhe bis Scheitel..... = _____ mm
6. Sitzbreite..... = _____ mm