


Kommission: _____

Netti  III HD & Spezial

Datum: _____

	Rechnungsadresse:	Kundenkürzel: C- _____
	_____	Ansprechpartner: _____
	_____	Abweichende Lieferadresse: _____
<input type="checkbox"/> Angebotserstellung		<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Inklusiv-Ausstattung:

Rückenhöhe 50 cm, Rahmen mit doppelter Gasdruckfeder für Sitzkantelung -8° bis +18° und Rückenlehnenverstellung bis +40°, Antriebsräder 24" X 1 3/8" inkl. Trommelbremse, Lenkräder 7" 175 x 45 mm Flexel, Sitzkissen Netti UNO für SB 35 – 50 cm oder Sitzkissen Netti SIT für SB 55 & 60 cm, ergonomisches Rückenkissen Netti SMART, Armlehnen-Polster 385 x 58 mm für SB 35-50 und Armlehnen-Polster 420 X 80 mm für SB 55-60, Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fußplatten winkerverstellbar, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Antikipp-Stützen wegschwenkbar und höheneinstellbar, Handgriffe für Begleitperson höheneinstellbar, 300 mm, Gleitsitz (Transferhilfe)

Sitzbreiten	Sitztiefen
D20035HD <input type="checkbox"/> 35 cm D20045HD <input type="checkbox"/> 45 cm D20038HD <input type="checkbox"/> 38 cm D20050HD <input type="checkbox"/> 50 cm D20040HD <input type="checkbox"/> 40 cm D20055HD <input type="checkbox"/> 55 cm D20043HD <input type="checkbox"/> 43 cm D20060HD <input type="checkbox"/> 60 cm	A <input type="checkbox"/> 50,0 cm D <input type="checkbox"/> 42,5 cm B <input type="checkbox"/> 47,5 cm E <input type="checkbox"/> 40,0 cm C <input type="checkbox"/> 45,0 cm


Grundpreis für Sitzbreite 35 – 50 cm: 3.813,- €
 Grundpreis für Sitzbreite 55 – 60 cm: 4.455,- €

Zulässige Gesamtbelastung: 160 kg

Bitte beachten Sie unsere neuen Bestellblätter für: Netti III-Standard und Netti III-Elektrisch

Grundausrüstung

Hier bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>			
Hinweise	Artikel-Nummer	Bezeichnung	VK-Preis €

Netti III HD – Optionen für z.B Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen, etc.			
	D21186	Universalgerätehalter inkl. Rahmenverlängerung	1347,-
	D21187	2.Träger-Ebene für Universalgerätehalter	292,-
	D42900	Fixationswinkel für Zusatzgeräte, Set (4 Stück)	160,-

Netti III HD – Speziallösungen			
= Siehe Seite 5 für Ausstattung	D22222	Sondersitztiefe <input type="checkbox"/> 52,5 cm = XC (Kein <u>Gleitsitz</u> möglich!) <input type="checkbox"/> 55 cm = XB (Kein <u>Gleitsitz</u> möglich!) <input type="checkbox"/> 57,5 cm = XA (Kein <u>Gleitsitz</u> möglich!)	495,-
= Siehe Seite 5 für Ausstattung	D28000	45° Sitzkantelungsbereich, erhöht die Sitzhöhe um +7 cm (Kein <u>Gleitsitz</u> möglich!)	495,-
= Siehe Seite 5 für Ausstattung	D23010	Tetra-Spastik-Version	550,-

Kommission: _____

RAHMEN ZUBEHÖR

	Standard	Rückenhöhe 50 cm und Gleitsitz	0,-
	D21006	Rückenhöhe 60 cm (inkl. Rückenverlängerung + Rückenkissen RH 60)	196,-
	D21074	Sitzplatte mit Komfortloch (Kein Gleitsitz möglich!!)	52,-
	D20824	Rahmenverlängerung, Paar, inklusive Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-
	D21032	Begrenzungs-Schiene für Sitzkantelung (keine negative Sitzkantelung nach vorne)	44,-
	D43032	Sitzkantelungs-Sperre (Tilt Lock) zur stufenlosen Fixierung des Sitzkantelungswinkels	237,-
	D40502	Erweiterung der Sitzbreite um 1,2 cm pro Seite für TB-Räder (nur für SB 35-45)	263,-
	D20832	Einhandantrieb mit Steckachsen-Ausführung TB-Version (24" x 1 3/8" Flexel)	1451,-
	D27282	Einhandbremse rechts	312,-
	D27283	Einhandbremse links	312,-
	D21029	Bremshebelverlängerung um 6 cm = Länge: 15 cm, Paar	58,-
	D21031	Bremshebelverlängerung um 16 cm = Länge: 25 cm, Paar	68,-

ANTRIEBSRÄDER & ZUBEHÖR FÜR ANTRIEBSRÄDER

	Standard	Antriebsräder 24 x 1 3/8 Flexel inklusive Trommelbremse und Steckachse mögliche Lenkradgröße H1: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm 7 Zoll H2: <input type="checkbox"/> SH 49,0 cm 7 & 8 Zoll	0,-
	D22010	Antriebsräder 26 x 1 3/8 Flexe, TBB mögliche Lenkradgröße H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm 7 & 8 Zoll	115,-
	D22007	Antriebsräder 22 x 1 3/8 Flexel, TBB mögliche Lenkradgröße H1: <input type="checkbox"/> SH 43,5 cm 7 Zoll H2: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm 7 Zoll	115,-
	D21034	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Luft mögliche Lenkradgröße H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm 7 Zoll H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm 7 Zoll	345,-
	D21035	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB mögliche Lenkradgröße, Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm 7 Zoll H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm 7 Zoll	345,-
	D22008	Antriebsräder, Breite 1 3/8 mit Luftbereifung	52,-
	D22013	Greifreifenüberzüge, Paar	94,-
	D22009	Hand- und Speichenschutz, transparent, Paar	120,-

LENKRÄDER

	Standard	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel	0,-
	D21012	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	68,-
	D21026	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	68,-
	D20664	Abstandsstücke für Vorderrad (optimal in Kombination mit Universalbeinstützen bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)	99,-

RÜCKENKISSEN

	Standard	Netti Smart (seitliche Führungspolster 12 cm) - Bezug 3D	0,-
	D21023	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm) - Bezug 3D	219,-
	D21123	Netti Superstabil (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt) - Bezug 3D	302,-
	D21102	Ohne Rückenkissen Netti SMART	-140,-
	D27700	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 50 cm	146,-
	D27701	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 60 cm (inkl. Rückenverlängerung D21006)	312,-
		Seitenpelotte Stable D26830 <input type="checkbox"/> links D26843 <input type="checkbox"/> rechts (Kissenpelotte für Netti Stabil und Netti Superstabil Rücken – nicht geeignet für Netti Smart Kissen)	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable	94,-

Kommission: _____

RÜCKENKISSEN

	D27378	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction rechts <i>(Nur einzusetzen für Rückenissen Netti Smart!)</i>	155,-
	D27376	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction links <i>(Nur einzusetzen für Rückenissen Netti Smart!)</i>	155,-
	D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-

SITZKISSEN

	Standard	Netti Uno Sitzkissen, Bezug 3D - Standard für Sitzbreite 35 – 50 cm	0,-
	Standard	Netti Sit Sitzkissen, Bezug 3D - Standard für Sitzbreite 55 & 60 cm	0,-
	D21007	Netti Sit AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Bezug 3D, für Sitzbreiten 35 – 50 cm	229,-
	D21017	Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug Hilfsmittelnummer 11.39.01.1021	354,-
	D21101	Ohne Sitzkissen Netti UNO bei SB 35 – 50 cm	-55,-
	D21104	Ohne Sitzkissen Netti SIT bei SB 55 & 60 cm	-100,-
	D21022	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Sitz, Rücken, Kniepolster und Kopfstütze <i>(nicht möglich bei VB Venti und Netti Sit °C)</i>	0,-
	D21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	151,-

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZEN

		Kopfstütze D20575 <input type="checkbox"/> A, mit Seitenführung	156,-
		Kopfstütze D20574 <input type="checkbox"/> B, klein, oval	
		Kopfstütze D20573 <input type="checkbox"/> C, groß, rechteckig	
	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C, abnehmbar	141,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-
	D23017	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 35-50 (<i>empfohlen bei Auto-Transport</i>)	156,-
	D23023	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 55-60 (<i>empfohlen bei Auto-Transport</i>)	229,-

ARMLEHNEN & ZUBEHÖR

	Standard	Höhenverstellbare Armlehne	0,-
	D22149	Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm Breite (=Sitzbreite minus 5 cm)	89,-
	D21014	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 5 cm, Paar	420,-
	D21015	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 10 cm, Paar	420,-
	Standard	Armlehnen-Polster 420 x 80 mm für SB 55 & 60 cm	0,-
	Standard	Armlehnen-Polster 385 x 58 mm für SB 35-50 cm	0,-
	D21077	Armlehnen-Polster 420 x 80 mm für SB 35-50 cm	94,-
	D21927	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-
		Armlehnen-Polster D21078 <input type="checkbox"/> 445 x 70 mm D21079 <input type="checkbox"/> 525 x 80 mm	94,-
	D23003	Langes Hemiplegie Arm-Lagerungskissen <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	167,-
	D22185	Armschale, drehbar & fixierbar links (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-
	D22186	Armschale, drehbar & fixierbar rechts (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-
	D21040	Auslösehebel Rückenverstellung montiert auf Armlehne <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	99,-
	D21020	Auslösehebel Sitzkantelung montiert auf Armlehne <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	99,-

Kommission: _____

BEINSTÜTZEN & ZUBEHÖR

	Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich	0,-
	D24006	Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen (<i>optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder</i>)	0,-
	D21080	Verstärkte Beinstützen (<i>Für unruhige oder spastische Patienten erforderlich</i>) (<i>Nicht kompatibel mit Extra-Abduktion +5 cm, D21081- Als Sonderbau möglich!</i>)	450,-
	D21008	Gasdruckfedern für winkelregulierbare Beinstützen, Paar	151,-
	D20828	Amputationsstütze links	281,-
	D20827	Amputationsstütze rechts	281,-
	D21081	Extra Abduktion für Beinstützen SB + 5 cm, Paar (<i>nicht möglich bei SB 43 & 60 cm</i>)	320,-
	D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
	D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
	D21041	Fußkasten, gepolstert	302,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	Fußplattenpolsterung, Paar, (<i>Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten</i>)	234,-

ZUBEHÖR FÜR SITZ – UND RÜCKENBEREICH

	D20845	Hüftgurt gepolstert , Autoverriegelung	75,-
	D60001	Sitzhose Leder gepolstert SB 35-45	375,-
	D60002	Sitzhose Leder gepolstert SB 50-60	375,-
	D27490	Abduktionskeil - klein, Breite: 8 cm x Länge: 14 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27491	Abduktionskeil - mittel, Breite: 11 cm x Länge: 15 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27492	Abduktionskeil - groß, Breite: 14 cm x Länge: 17 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
	D21120	Stativ für Hosenträgergurt	188,-
	D21042	Lendenwirbelkissen, klettbar	99,-
	D20830	Abnehmbare Knie- & Schenkelstütze (<i>links und rechts einsetzbar</i>) <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	136,-
	D21084	Rückenkeil für seitliche Anpassung <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	99,-

THERAPIETISCHE

	D21059	Therapietisch Universal - SB 35-43 cm	145,-
	D21060	Therapietisch Universal - SB 45-50 cm (<i>bei SB 50 mit Armlehnen-Polster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden</i>)	145,-
	D21063	Therapietisch Universal - SB 55-60 cm	185,-
	D21050	Therapietisch, verstärkt - SB 35-43 cm	271,-
	D21053	Therapietisch, verstärkt - SB 45-50 cm (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	271,-
	D24001	Therapietisch abschwenkbar - SB 35-50 cm (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	185,-
	D24002	Therapietisch verriegelbar - SB 35-50 cm (<i>nicht möglich bei SB 50 mit Armpolster D21077</i>)	185,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
	D23006	Gepolsterte Halbtisch Armlehne links	333,-
	D23005	Gepolsterte Halbtisch Armlehne rechts	333,-

ZUBEHÖR DIVERSE

	Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D41987	Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto (Car-Kit)	123,-

Kommission: _____

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
Verstärkter Kleiderschutz - Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage
Schiebebügel winkelverstellbar – Stück	Preis auf Anfrage

**Bitte beachten Sie auch unsere neuen Bestellblätter für:
Netti III-Standard und Netti III-Elektrisch**

Technische Daten:

Netti  **III HD & Spezial**

Sitzbreiten:

35, 38, 40, 43, 45 & 50, 55 & 60 cm

Sitztiefen:

40, 42,5, 45, 47,5 & 50 cm

*Hinweis zu D22222:

Sitztiefen 52,5, 55 & 57,5 cm inkl. Rahmenverlängerung, längeres Sitzkissen & -platte, Rückenteilhalter extralang, Schließbolzen und Bremsen für untere Rahmenrohre, längerer Anti-Kippschutz
KEIN Gleitsitz möglich!

*Hinweis zu D28000:

inkl. Rahmenverlängerung, Komfort-Sitzplatte, lange Kippstützen, Bremsen für untere Rahmenrohre und Lenkradadapter

*Hinweis zu D23010:

inkl. Beinstützen verstärkt-D21080, Rückenteilhalter verstärkt

Rückenhöhe:

50 cm Standard
60 cm als Zurüstung

Sitzkantelung:

-8° bis +18°

Rückenlehnenverstellung:

40° nach hinten

Gesamtbreite des Rollstuhles:

- Mit 12" Trommelbremse:

Sitzbreite + 21 cm

- Mit 24" Trommelbremse:

Sitzbreite + 22 cm

Gesamtlänge, Grundversion 45 cm:

95 cm ohne Beinstützen

Gesamthöhe:

95 cm ohne Kopfstütze

Gewicht des Rollstuhles:

34 kg

Zulässige Gesamtbelastung:

160 kg HD

Rahmenfarbe:

Silber

Bezugsvariante:

Atmungsaktiver Bezug 3D
Easy Care antibakterieller abwaschbar Bezug, grau
°C- temperaturregulierender Bezug

Beinstütze:



	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Fußbrett	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze, kniewinkelverstellbar	36 cm	50 cm


Kommission: _____

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Netti III - HD
[Ansicht Seitenrahmen links](#)

Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder
und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen

Lenkrad-Gabel	Rahmen hinten = Aufnahme für Antriebsrad
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1: 8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2: 8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm</p> </div> </div>	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Loch 1, 2, 3 für 12" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Loch 4, 5, 6 = 12" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm</p> </div> </div>
<p>Es werden 3 verschiedene Lenkrad-Gabeln für die unterschiedlichen Höhen eingesetzt. Sie erhalten die jeweils zum Antriebsrad passende Lenkrad-Gabel mit dem Rollstuhl geliefert.</p>	



Patienten-Aufmaßbogen

1. Sitztiefe..... = _____ mm
2. Unterschenkellänge..... = _____ mm
3. Sitzhöhe bis Achsel..... = _____ mm
4. Sitzhöhe bis Schulter..... = _____ mm
5. Sitzhöhe bis Scheitel..... = _____ mm
6. Sitzbreite..... = _____ mm