

Kommission: _____

Netti III Elektrisch

Datum: _____



Rechnungsadresse:

Kundenkürzel: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____

Angebotserstellung

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Inklusiv-Ausstattung:

Elektronikbox mit Handbedienung, Rückenhöhe 50 cm, Rahmen mit Sitzkantelung -8° bis +18° und Rückenlehnenverstellung bis + 40°, Antriebsräder 24" x 1" und Lenkräder 7" 175 x 33 PU bei SB 35 -50 cm und Trommelbremsräder 24" X 1 3/8" und Lenkräder 7" 175 x 45 Flexel bei SB 55 + 60 cm, Sitzkissen Netti UNO bei SB 35 – 50 cm, Sitzkissen Netti SIT bei SB 55 & 60 cm, ergonomisches Rückenkissen Netti SMART, Beinstützen kniewinkel-verstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fußplatten winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Armlehnen-Polster 385 x 58 mm für SB 35-50 und Armlehnen-Polster 420 X 80 mm für SB 55-60 Antikipp-Stützen wegschwenkbar und höheneinstellbar, Handgriffe für Begleitperson höheneinstellbar, 300 mm, Gleitsitz (Transferhilfe)

Sitzbreiten

- D20035EL 35 cm
- D20038EL 38 cm
- D20040EL 40 cm
- D20043EL 43 cm
- D20045EL 45 cm
- D20050EL 50 cm
- D20055EL 55 cm
- D20060EL 60 cm

Sitztiefen

- A 50,0 cm
- B 47,5 cm
- C 45,0 cm
- D 42,5 cm
- E 40,0 cm

Sondersitztiefen siehe D22222

Grundpreis für Sitzbreite 35 – 50 cm: **3.395,- €**
 Grundpreis für Sitzbreite 55 – 60 cm: **4.755,- €**

Zulässige Gesamtbelastung:
 145 kg bei SB 35 – 50 cm & 160 kg bei SB 55 & 60
 (160 kg bei SB 35-50 cm nur mit D21036)

Bitte beachten Sie unseren neuen Bestellblätter für: Netti III-Standard sowie Netti III-HD & Netti-Spezial

■ = Grundausstattung

Hinweise		Bestellnummer		Bezeichnung	VK-Preis €
RAHMEN					
		■		Elektronikbox + Handbedienung	0,-
	D21071			Elektrische Beinstützen	850,-
	D21072			Elektrische Sitzkantelung	650,-
	D21073			Elektrische Rückenkantelung	650,-
	Standard	■		Rückenhöhe 50 cm und Gleitsitz	0,-
	D21006			Rückenhöhe 60 cm (Rückenverlängerung + Rückenkissen RH 60)	196,-
	D20824			Rahmenverlängerung, Paar, inklusive Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-

Netti III Elektrisch – Optionen für z.B Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen, etc.

	D21186EL	Universalgerätehalter inkl. Rahmenverlängerung und HD-Ausstattung für SB 35-50	1675,-
	D21186	Universalgerätehalter inkl. Rahmenverlängerung für SB 55 + 60 cm	1347,-
	D21187	2.Träger-Ebene für Universalgerätehalter	292,-
	D42900	Fixationswinkel für Zusatzgeräte, Set (4 Stück)	160,-

Kommission: _____

Netti III Elektrisch – Sonderlösungen

*= Siehe Seite 6 für Ausstattung	D22222	Sondersitztiefe <input type="checkbox"/> 51,5 cm = XC (Kein Gleitsitz möglich!) <input type="checkbox"/> 54,0 cm = XB (Kein Gleitsitz möglich!) <input type="checkbox"/> 56,5cm = XA (Kein Gleitsitz möglich!)	495,-
*= Siehe Seite 6	D28000EL	45° Sitzkantelungsbereich, erhöht die Sitzhöhe um +7 cm (Kein Gleitsitz möglich!) Sonderbau-Option – verlängerte Lieferzeit!	2250,-
*= Siehe Seite 6	D23010EL	Tetra-Spastik-Version	878,-
*= Siehe Seite 6	D21036	Gesamtbelastung über 145 kg bis 160 kg für SB 35 – 50 cm	328,-

RAHMEN

	D21074	Sitzplatte mit Komfortloch (Gleitsitz nicht möglich)	52,-
	D40501	Erweiterung der Sitzbreite um 1,2 cm pro Seite für Standardräder (<i>nur SB 35-45</i>)	263,-
	D40502	Erweiterung der Sitzbreite um 1,2 cm pro Seite für TB-Räder (<i>nur für SB 35-45</i>)	263,-
	D40503	Erweiterung der Sitzbreite um 2,7cm pro Seite für Standardräder (<i>nur für SB 35-45</i>)	263,-
	D20832	Einhandantrieb mit Steckachsen-Ausführung TB-Version (24" x 1 3/8" Flexel)	1451,-
	D27282	Einhandbremse rechts (<i>nur in Kombination mit Trommelbremse</i>)	312,-
	D27283	Einhandbremse links (<i>nur in Kombination mit Trommelbremse</i>)	312,-
	D21029	Bremshebelverlängerung um 6 cm = Länge: 15 cm, Paar	58,-
	D21031	Bremshebelverlängerung um 16 cm = Länge: 25 cm, Paar	68,-

ANTRIEBSRÄDER & ZUBEHÖR FÜR ANTRIEBSRÄDER

	D21010	Trommelbremse mit Steckachse inkl. höhenverstellbare Handgriffe für Begleitperson für SB 35-50 cm	208,-
	D21010	Trommelbremse mit Steckachse inkl. höhenverstellbare Handgriffe für Begleitperson für SB 55 + 60 cm	0,-
	D22006	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Flexel (Standard bei HD-Version)	52,-
	D22008	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Luftbereifung	52,-
	D22010	Antriebsräder 26 x 1 3/8" Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm mögliche Lenkradgröße 7,8 Zoll	115,-
	Standard	Antriebsräder 24 x 1" Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 49,0 cm mögliche Lenkradgröße 5, 6, 7 Zoll 7, 8 Zoll	0,-
	D22007	Antriebsräder 22 x 1" pannensicher H1: <input type="checkbox"/> SH 43,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 46,0 cm mögliche Lenkradgröße 5,6 Zoll 6,7 Zoll	115,-
	D22002	Antriebsräder 20 x 1" pannensicher H1: <input type="checkbox"/> SH 40,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 43,5 cm mögliche Lenkradgröße 5 Zoll 6 Zoll	115,-
	D21034	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Luft H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm mögliche Lenkradgröße 5,6 Zoll 7 Zoll	345,-
	D21035	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Flexel H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 50,0 cm mögliche Lenkradgröße 5,6 Zoll 7 Zoll	345,-
	D22013	Greifreifenüberzüge, Paar	94,-
	D22009	Hand- und Speichenschutz, transparent, Paar	120,-

LENKRÄDER

	Standard	7"- 175 x 33 pannensicher bei SB 35-50 - 7"- 175 x 45 Flexel bei SB 55-60	0,-
	D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel bei SB 35-50 cm	68,-
	D21012	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	68,-
	D22003	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher	68,-
	D22005	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	68,-
	D21026	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	68,-
	D20664	Abstandsstücke für Vorderrad (optimal in Kombination mit Universalbeinstützen bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)	99,-

Kommission: _____

RÜCKENKISSEN

	Standard	Netti SMART (<i>seitliche Führungspolster 12 cm</i>) - Bezug 3D	0,-
	D21023	Netti STABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm</i>) - Bezug 3D	219,-
	D21123	Netti SUPERSTABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt</i>) - Bezug 3D	302,-
	D21102	Ohne Rückenkissen Netti SMART	-140,-
	D27700	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 50 cm	146,-
	D27701	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenhöhe 60 cm inklusive D21006	312,-
		Seitenpelotte Stable D26830 <input type="checkbox"/> links D26843 <input type="checkbox"/> rechts (Kissenpelotte für Netti Stabil und Netti Superstabil Rücken – nicht geeignet für Smart Kissen)	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable, Stück	94,-
	D27378	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction rechts (Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart!)	155,-
	D27376	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction links (Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart!)	155,-
	D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-

SITZKISSEN

	Standard	UNO Sitzkissen, Bezug 3D für Sitzbreite 35 – 50 cm	0,-
		Netti SIT Sitzkissen, Bezug 3D für Sitzbreite 55 & 60 cm	0,-
	D21007	Netti SIT AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Bezug 3D, für Sitzbreiten 35 – 50 cm	229,-
	D21017	Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug (HMV-Nr. 11.39.01.1021)	354,-
	D21101	Ohne Sitzkissen UNO bei SB 35-50 cm	-55,-
	D21104	Ohne Sitzkissen SIT bei SB 50-60	-100,-
	D21022	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Sitz, Rücken, Kniepolster und Kopfstütze (nicht möglich bei VB Venti & Netti Sit °C)	0,-
	D21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	151,-

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZEN

		Kopfstütze D20575 <input type="checkbox"/> A, mit Seitenführung	156,-
		Kopfstütze D20574 <input type="checkbox"/> B, klein, oval	
		Kopfstütze D20573 <input type="checkbox"/> C, groß, rechteckig	
	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C, abnehmbar	141,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-
	D23017	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 35-50 (<i>empfohlen bei Auto-Transport</i>)	156,-
	D23023	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 55-60 (<i>empfohlen bei Auto-Transport</i>)	229,-

ARMLEHNEN & ZUBEHÖR

	Standard	Höhenverstellbare Armlehne	0,-
	D22149	Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm Breite (=Sitzbreite minus 5 cm)	89,-
	D21014	Führungsrohrverlängerung für die Armlehnen um 5 cm, Paar	420,-
	D21015	Führungsrohrverlängerung für die Armlehnen um 10 cm, Paar	420,-
	Standard	Armlehnen-Polster 385 x 58 mm bei Sitzbreite 35- 50 cm	0,-
	Standard	Armlehnen-Polster 420 X 80 mm bei Sitzbreite 55 & 60 cm	0,-
	D21077	Armlehnen-Polster 420 X 80 mm bei Sitzbreite 35 – 50 cm	94,-

Kommission: _____

ARMLEHNEN & ZUBEHÖR

	D21078	Armlehnen-Polster 445 x 70 mm	94,-
	D21079	Armlehnen-Polster 525 x 80 mm	94,-
	D21927	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-
	D41649	Armlehnen-Polster extraweich, Paar (nur für Standardarmpolster 385 X 58 mm)	140,-
	D23003	Langes Hemiplegie Arm-Lagerungskissen	167,-
	D22185	Armschale, drehbar & fixierbar links (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-
	D22186	Armschale, drehbar & fixierbar rechts (<i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i>)	188,-

BEINSTÜTZEN & ZUBEHÖR

	Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich	0,-
	D24006	Manuelle Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen (<i>optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder</i>)	0,-
	D21080	Manuelle Verstärkte Beinstützen <i>(Für unruhige oder spastische Patienten erforderlich)</i> <i>(Nicht kompatibel mit Extra-Abduktion +5 cm, D21081- Als Sonderbau möglich!)</i>	450,-
	D21008	Gasdruckfedern für winkelregulierbare Beinstützen, Paar	151,-
	D20828	Amputationsstütze links	281,-
	D20827	Amputationsstütze rechts	281,-
	D21081	Extra Abduktion für Beinstützen SB + 5 cm, Paar (<i>nicht möglich bei SB 43 + 60 cm</i>)	320,-
	D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
	D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
	D21041	Fußkasten, gepolstert	302,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	Fußplattenpolsterung, Paar, (<i>Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten</i>)	234,-

ZUBEHÖR FÜR SITZ – UND RÜCKENBEREICH

	D20845	Hüftgurt gepolstert , Autoverriegelung	75,-
	D60001	Sitzhose Leder gepolstert SB 35-45	375,-
	D60002	Sitzhose Leder gepolstert SB 50-60	375,-
	D27490	Abduktionskeil - klein, Breite: 8 cm x Länge: 14 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27491	Abduktionskeil - mittel, Breite: 11 cm x Länge:15 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27492	Abduktionskeil - groß, Breite: 14 cm x Länge: 17 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
	D21120	Stativ für Hosenträgergurt	188,-
	D21042	Lendenwirbelkissen, klettbar	99,-
	D20830	Abnehmbare Knie- & Schenkelstütze (<i>links, rechts einsetzbar</i>), Stück	136,-
	D21084	Rückenkeil für seitliche Anpassung, Stück	99,-

Kommission: _____

THERAPIETISCHE

	D21059	Therapietisch Universal SB 35-43 cm	145,-
	D21060	Therapietisch Universal SB 45-50 cm <i>(bei SB 50 mit Armlehnen-Polster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden)</i>	145,-
	D21063	Therapietisch Universal SB 55-60 cm	185,-
	D21050	Therapietisch, verstärkt SB 35-40 cm	271,-
	D21053	Therapietisch verstärkt - nur für SB 43-50 <i>(bei SB 50 nicht möglich mit Armpolster 80 mm breit)</i>	271,-
	D24001	Therapietisch abschwenkbar - nur für SB 35-50 <i>(bei SB 50 nicht möglich mit Armpolster 80 mm breit)</i>	185,-
	D24002	Therapietisch verriegelbar – nur für SB 35-50 <i>(bei SB 50 nicht möglich mit Armpolster 80 mm breit)</i>	185,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
	D23006	Gepolsterte Halbtisch Armlehne links	333,-
	D23005	Gepolsterte Halbtisch Armlehne rechts	333,-

ZUBEHÖR DIVERSE

	Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D41987	Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto (Car-Kit)	123,-

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

	Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
	Verstärkter Kleiderschutz - Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
	Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
	Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage
	Schiebebügel winkelverstellbar – Stück	Preis auf Anfrage

**Bitte beachten Sie auch unsere neuen Bestellblätter für:
Netti III-Standard und Netti III-HD & Spezial**

Kommission: _____

Technische Daten:**Netti**  **III Elektrisch**

Sitzbreiten:	35, 38, 40, 43, 45 & 50 cm 55 & 60 cm
Sitztiefen:	40, 42,5, 45, 47,5 & 50 cm <i>Wird gemessen von Vorderkante Sitzplatte bis 2cm hoch auf dem Rückenkissen Smart)</i>
*Hinweis zu D22222:	Sitztiefen 52,5, 55 & 57,5 cm inkl. Rahmenverlängerung, längeres Sitzkissen & -platte, Rückenteilhalter extralang, Schließbolzen und Bremsen für untere Rahmenrohre, längerer Anti-Kippschutz <u>KEIN Gleitsitz möglich!</u>
*Hinweis zu D21036	Lenkräder 175 X 45 Flexel und Antriebsräder 24 X 1 ^{3/8} Flexel mit Trommelbremsen
*Hinweis zu D28000EL:	inkl. Rahmenverlängerung, Komfort-Sitzplatte, lange Kippstützen, Bremsen für untere Rahmenrohre und Lenkradadapter
*Hinweis zu D23010EL:	inkl. Beinstützen verstärkt D 21080, Rückenteilhalter verstärkt und 24" X 1 3/8" Trommelbremsräder und Lenkräder 175 x 45 Flexel
Rückenhöhe:	50 cm Standard 60 cm als Zurüstung
Sitzkantelung:	-8° bis +18°
Rückenlehnenverstellung:	40° nach hinten
Gesamtbreite des Rollstuhles:	
- Mit 12" Trommelbremse:	Sitzbreite + 21 cm
- Mit 24" Antriebsräder:	Sitzbreite + 22 cm
Gesamtlänge, Grundversion 45 cm:	95 cm ohne Beinstützen
Gesamthöhe:	95 cm ohne Kopfstütze
Gewicht des Rollstuhles:	41 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	145 kg bei SB 35 – 50 cm 160 kg bei SB 55 & 60 cm
Rahmenfarbe:	Silber
Bezugsvarianten:	Atmungsaktiver Bezug 3D Easy Care antibakterieller abwaschbar Bezug, grau °C- temperaturregulierender Bezug

Beinstütze:

	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Fußbrett	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze, Kniewinkelverstellbar	36 cm	50 cm

Kommission: _____

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Netti III <u>Ansicht Seitenrahmen links</u>	Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Lenkrad-Gabel</p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm</p> </td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Es werden 3 verschiedene Lenkrad-Gabeln für die unterschiedlichen Höhen eingesetzt. Sie erhalten die jeweils zum Antriebsrad passende Lenkrad-Gabel mit dem Rollstuhl geliefert.</p> </div>	<p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm</p>	<p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Rahmen hinten = Aufnahme für Antriebsrad</p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm</p> </td> <td style="padding: 5px;"> <p>Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm</p> </td> </tr> </table>	<p>Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm</p>	<p>Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm</p>
<p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm</p>	<p style="text-align: center;">Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2:</p> <p>8 Zoll + 26" = SH 51,5cm 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm</p>				
<p>Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm</p>	<p>Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <p>12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm 26" = H2 = Sitzhöhe 51,5 cm</p>				

Patienten-Aufmaßbogen

1. Sitztiefe..... = _____ mm
2. Unterschenkellänge..... = _____ mm
3. Sitzhöhe bis Achsel..... = _____ mm
4. Sitzhöhe bis Schulter..... = _____ mm
5. Sitzhöhe bis Scheitel..... = _____ mm
6. Sitzbreite..... = _____ mm