

Kommission: _____

Netti® III XHD **Extra Heavy Duty | SB 65-70-75**

Datum: _____

Rechnungsadresse: _____

Kundenkürzel: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____
_____ Angebotserstellung Rechnungsanschrift = Lieferanschrift**Grundpreis: 7499,- € empf. VK-Preis exkl. MwSt.****Inklusiv-Ausstattung:**

Rückenkissen VB Stabil und Druckentlastungs-Sitzkissen VB SIT mit atmungsaktivem 3D-Bezug, Rückenhöhe 50 cm, Unterrahmen und Rückenrahmen mit doppelter Gasdruckfeder, Sitzkantelung -8° bis +18° und Rückenlehnenverstellung 90° bis 130°, Antriebsräder mit Trommelbremse 24" X 1 3/8 Flexel, Lenkräder 8" 200 x 50 Flexel, verstärkte Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fußbrett winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Kleiderschutz verstärkt Aluminium, Armlehnen-Polster breit (420 X 80 mm), Antikipp-Stützen, Handgriffe für Begleitperson höhenverstellbar, 300 mm, Kopfstützen-Aufnahmeblock Stabilisator

Sitzbreiten: X20065 65 cm
X20070 70 cm
X20075 75 cm

Sitztiefe: A 50,0cm D 42,5 cm
B 47,5 cm E 40,0 cm
C 45,0 cm

Maximale Gesamtbelastung: 200 Kilogramm

Hier bitte ankreuzen

**Schnellbestellfeld**

(gängigste Optionen auf einen Blick)

Hinweise Zubehör	Bestellnr.	Bezeichnung	VK- Preis €
	D20575	Kopfstütze A mit Seitenführung	156,-
	D20574	Kopfstütze B, klein, oval	156,-
	D20573	Kopfstütze C, groß, rechteckig	156,-
	X21060	Therapietisch für Sitzbreite 65 und 70 cm	396,-
	X21061	Therapietisch für Sitzbreite 75 cm	500,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
		Seitenpelotte Stable D26830 <input type="checkbox"/> links D26843 <input type="checkbox"/> rechts	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable, Paar	94,-
	X20845	Hüftgurt Autoverriegelung, gepolstert	185,-

!!! Mit den im Schnellbestellfeld aufgeführten Optionen ist der Netti III XHD lagervorrätig * !!!

* = Maximale Lieferzeit bei Lager-Neubestellungen beträgt 4 Wochen

Kommission: _____

RAHMEN

X21006	Rückenhöhe 60 cm (inkl. Aufsteckrohre + Velcro-Pad)	219,-
	Sitztiefe 52,5 – 55 - 57,5 cm inkl. Elektronikbox D21070, elektrische Sitzkantelung D21072, Rahmenverlängerung, Sitzplatte verlängert, langes Sitzkissen, Rückenteilhalter verlängert, Schliessbolzen lang	Preis auf Anfrage
D20824	Rahmenverlängerung, Paar inkl. Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-
D21029	Bremshebelverlängerung um 6 cm, Länge: 15 cm, Paar	58,-
D21031	Bremshebelverlängerung um 16 cm, Länge: 25 cm, Paar	68,-

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN – SONDERANFERTIGUNG

	Elektronikbox + Handbedienung	Preis auf Anfrage
	Elektrische Sitzkantelung (Elektronikbox erforderlich)	
	Elektrische Rückenverstellung (Elektronikbox erforderlich)	
	Elektrische Beinstützen (Elektronikbox erforderlich)	

UNIVERSALGERÄTEHALTER FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

X21186	Universalgerätehalter, Montageeinheit zur Selbstmontage inklusive Rahmenverlängerung D20824 (Lieferzeit ca. 4 Wochen)	1570,-
X21187	Abdeckplatte (2.Ebene) für Universalgerätehalter (Lieferzeit ca. 4 Wochen)	492,-
D42900	Montagewinkel für Universalgerätehalter, Set (4 Stück), incl. Befestigungsmaterial	160,-

ANTRIEBSRÄDER & LENKRÄDER

Standard	Antriebsrad verstärkt 24" x 1 3/8" Flexel mit Trommelbremse & Steckachse inkl. Kniehebelbremse H1: <input type="checkbox"/> SH 48,5 cm H2: <input type="checkbox"/> SH 51,5 cm	0,-
Standard	Lenkräder: 8" – 200 x 50, Flexel (aus Sicherheitsgründen sind keine anderen Lösungen machbar – Belastung!)	0,-
X21035	Antriebsräder 12 1/2" inkl. Trommelbremse, Flexel	0,-
D22009	Hand- und Speichenschutz, Transparent, Paar	120,-

RÜCKEN

Standard	Vital Base Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm) – Bezug 3D	0,-
X21123	Vital Base Superstabil (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt) – Bezug 3D	614,-
X21124	Vital Base Superstabil für SB 75 – Bezug 3D	718,-
X27702	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenlänge 50 cm	260,-
X27703	Feste Rückeneinheit Aluminium, Rückenlänge 60 cm inklusive X21006	410,-

SITZKISSEN

Standard	Vital Base SIT Druckentlastungssitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Bezug 3D	0,-
X21125	Vital Base Royal, Antidekubituskissen mit ClimaTherm Bezug (nur bei SB 65 + 70)	604,-
X21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	359,-

ZUBEHÖR RÜCKENKISSEN & SITZ

	Abduktionskeil D27490 <input type="checkbox"/> klein, B: 8 x L: 14 x H: 8 cm	177,-
	Abduktionskeil D27491 <input type="checkbox"/> mittel, B: 11 x L: 15 x H: 8 cm	
	Abduktionskeil D27492 <input type="checkbox"/> groß, B: 14 x L: 17 x H: 8 cm	
D20830	Abnehmbare Knie- & Schenkelstütze (links und rechts einsetzbar) , <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	136,-
D21084	Rückenkeil für seitliche Anpassung <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	99,-

KOPFSTÜTZEN-ZUBEHÖR

Standard	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator	0,-
D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (waagrecht) Länge 25 cm	67,-
D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (waagrecht) Länge 38 cm	77,-
D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (senkrecht) Länge 50 cm	69,-
D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C abnehmbar	141,-
D23012	Abwaschbarer Bezug für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-

Kommission: _____

ARMLEHNEN

	Standard	Höhenverstellbare Armlehne mit Armlehnenpolster breit (420 X 80 mm)	0,-
		Armschale, drehbar & fixierbar, D22185 <input type="checkbox"/> links D22186 <input type="checkbox"/> rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	180,-
	D22149	Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm (reduziert die Sitzbreite um 5cm)	85,-
	D21014	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 5 cm, Paar (mit Kunststoff Kleiderschutz)	420,-
	D21015	Führungrohrverlängerung für die Armlehnen um 10 cm, Paar (mit Kunststoff Kleiderschutz)	420,-
		Armlehnen-Polster D21078 <input type="checkbox"/> 445 x 70 mm D21079 <input type="checkbox"/> 525 x 80 mm	94,-
	D21927	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-
	D23003	Langes Hemiplegie Armkissen, Schlange <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	167,-
		Gepolsterte Halbtisch Armlehne D23006 <input type="checkbox"/> links D23005 <input type="checkbox"/> rechts	333,-

BEINSTÜTZEN

	Standard	Verstärkte Beinstützen, manuell winkelregulierbar mit automatischem Beinlängenausgleich und winkelverstellbaren Fußbrett	0,-
	D21008	Gasdruckfedern für winkelregulierbare Beinstützen, Paar	151,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-

ZUBEHÖR DIVERSE

	Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21029	Bremshebelverlängerung um 6 cm, Länge: 15 cm, Paar	58,-
	D21031	Bremshebelverlängerung um 16 cm, Länge: 25 cm, Paar	68,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D21239	Werkzeug Kit	78,-
	D41987	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto	123,-

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

	Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
	Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
	Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage
	Schiebebügel winkelverstellbar – Stück	Preis auf Anfrage

Kommission: _____

Technische Daten Netti III XHD SB 65-70-75:

Sitzbreiten:	65, 70 und 75 cm
Sitztiefen	von 40 cm bis 50 cm in 2,5 cm-Schritten
Rückenhöhe:	50 cm Standard 60 cm als Zurüstung
Sitzkantelung:	-8° bis +18°
Rückenwinkelverstellung:	40° nach hinten
Gesamtbreite des Rollstuhles:	Insgesamt
- mit 24" –Antriebsrad Trommelbremse	SB + 22 cm
- mit 12"- Antriebsrad Trommelbremse	SB + 21 cm
Gesamtlänge:	102 cm mit Beinstützen
Gesamthöhe:	105 cm
Gewicht des Rollstuhles:	ab 42 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	200 kg
Rahmenfarbe:	Silber
Bezugsvarianten:	3D - Bezug
Hilfsmittelnummer:	Sonderbau

Sitzhöhen:

(Räder in der oberen und unteren Position der Adapterplatte, gemessen ab Boden bis Sitzplatte)

Hinterradgröße	24" X 1 3/8" + 12 1/2"		Aus Stabilitätsgründen sind nur 24" X 1 3/8" und 12 1/2" mit 8"-Lenkrädern realisierbar!
Obere Position/Größe	49,0 cm	8"	
Untere Position/Größe	51,5 cm	8"	

Beinstütze:

Typ	Min. Unterschenkelänge	Max. Unterschenkelänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm

Kommission: _____

~~Alu Rehab ApS • Geschäftsbereich Deutschland • Kløftevej 8 • DK-8680 Ry • Tel: 0800-8884560 • Fax: 0800-8884568~~