

## Netti® 450 F



Rechnungsadresse:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Kundennummer: C- \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Abweichende Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Datum: \_\_\_\_\_

**Netti 450 F =  
 ohne Sitzkantelung & Rückenlehne fest  
 (3 Winkelgrade einstellbar)**

**Sonderbau-Anfertigung ohne HimiNummer**

**Inklusiv-Ausstattung:**

Rückenhöhe 55 cm, stabilisierter Rahmen ohne Sitzkantelung, Rückenlehne fest, Antriebsräder 16" Trommelbremse, Lenkräder 8" PU, Sitzkissen Vital Base SIT mit 3D-Bezug, ergonomisches Rückenkissen Vital Base Stabil mit 3D-Bezug, elektrisch verstellbare Beinstützen, winkelverstellbares Fußbrett durchgehend, Armlehnen höheneinstellbar und abnehmbar, Anti-Kippstützen einstellbar und wegschwenkbar, Schiebegriffe höheneinstellbar

**Netti 450 F - Sitzbreite**

- 50 cm  55 cm  60 cm  65 cm  70 cm  75 cm  
 80 cm  85 cm  90 cm  95 cm  100 cm

**Sitztiefe**

- 44,0 cm  51,5 cm  
 46,5 cm  54,0 cm  
 49,0 cm

**Maximale Belastung inkl. Stuhl: 450 kg**

 = Inklusiv-Ausstattung

RAHMEN	
	Rückenhöhe 55 cm
	Rückenhöhe 67 cm ( <b>Rückenverlängerungs-Adapter + langes Rückenkissen</b> )
	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto
ANTRIEBSRÄDER	
	Antriebsräder Trommelbremse 16" inkl. Schiebegriffe höheneinstellbar (300mm)
LENKRÄDER	
	Lenkräder 8" PU
RÜCKENKISSEN	
	Vital Base Stabil ( <b>seitliche Führungspolster 17 cm</b> )
	Vital Base Super Stabil ( <b>seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt</b> )
	Seitenpelotte Stable <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
	Polsterung für Seitenpelotte Stable
SITZKISSEN	
	Vital Base SIT Sitzkissen mit Bezug 3D
	Easy Care Bezug für Sitz – und Rückenkissen ( <b>nur erhältlich für Sitzkissen SIT, nicht möglich bei Sitzkissen Royal</b> )
	Vital Base Royal, Anti-Dekubitus Kissen mit temperaturregulierendem Bezug „ClimaTherm“

## KOPFSTÜTZE UND ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZE

Kopfstütze A mit Seitenführung	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze B, oval	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze C, groß, rechteckig	<input type="checkbox"/>
Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm ( <i>waagrecht</i> ) Länge 25 cm	
Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm ( <i>waagrecht</i> ) Länge 38 cm	
Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm ( <i>senkrecht</i> ) Länge 50 cm	
Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	
Komfortkissen für Typ A, B, C, abnehmbar	
Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	

## ARMLEHNEN & ZUBEHÖR FÜR ARMLEHNEN

Höhenverstellbare Armlehne
Armlehnen Polster 420 x 80 mm
Kleiderschutz verstärkt, Aluminium
Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm Breite (=Sitzbreite minus 5 cm)
Armlehnen Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm
Armlehnen Polster 445 x 70 mm
Armlehnen Polster 525 x 80 mm
Armschale, drehbar & fixierbar links ( <i>nicht kompatibel mit Therapietisch</i> )

## BEINSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR BEINSTÜTZEN

Universal Beinstütze, winkelverstellbares Fußbrett, Ausziehstücke
Knie-Winkelverstellbare Fußstütze mit automatischem Bein-Längenausgleich, winkelverstellbarem Fußbrett, Kniepolster und Ausziehstücken
Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar
Polster für Wadenplattenwinkel, Paar
Wadenplattenpolster extraweich, Paar
Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar
Fußkasten, gepolstert, nicht abnehmbar
Extra Abduktion für Beinstützen SB + 5 cm, Paar
Fußfixationsband, Paar
Fußplattenpolsterung

## ZUBEHÖR FÜR SITZ – UND RÜCKENBEREICH

Inkontinenzbezug für Sitzkissen
Hüftgurt gepolstert, Autoverriegelung
Hosenträgergurt, gepolstert
Stativ für Hosenträgergurt
Abduktionskeil - klein, Breite: 8 cm x Länge: 14 cm x Höhe: 8 cm
Abduktionskeil - mittel, Breite: 11 cm x Länge: 15 cm x Höhe: 8 cm
Abduktionskeil - groß, Breite: 14 cm x Länge: 17 cm x Höhe: 8 cm
Abnehmbare Knie- & Schenkelstütze ( <i>links, rechts einsetzbar</i> ), Stück
Rückenkeil für seitliche Anpassung, Stück

## ZUBEHÖR DIVERSE

Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar
Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar
Therapietisch verstärkt
Polsterung für Therapietischplatte
Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr
Universalgerätehalter, Montageeinheit zur Selbstmontage
Abdeckplatte (2.Ebene) für Universalgerätehalter
Montagewinkel für Universalgerätehalter, Set (4 Stück), incl. Befestigungsmaterial

**Technische Daten Netti 450 F:**

<b>Sitzbreiten:</b>	50 – 100 cm
<b>Sitztiefen:</b>	44,0 – 54,0 cm
<b>Rückenhöhe:</b>	55 cm standard 67 cm (Option)
<b>Sitzkantelung:</b>	ohne
<b>Rückenverstellung:</b>	3 feste Winkeleinstellungen wählbar: 80° - 94° - 104°
<b>Gesamtbreite des Rollstuhles:</b>	Sitzbreite + 20 cm
<b>Gesamtlänge:</b>	87 cm ohne Beinstützen
<b>Gesamthöhe:</b>	110 cm ohne Kopfstütze
<b>Gesamtgewicht des Rollstuhles:</b>	48,5 kg (bei SB 75 cm)
<b>Maximale Belastung:</b>	450 kg
<b>Rahmenfarbe:</b>	Silber
<b>Bezugsvarianten:</b>	Atmungsaktiver Bezug 3D Easy Care Antibakterieller Bezug abwaschbar