

Kommission: _____

Netti **4U** comfort | FA

Netti 4U comfort | Fully adjustable

Datum: _____

Kundennummer: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____

Rechnungsadresse: _____

 _____ Angebotserstellung Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

HMV-Nummer: 18.50.02.7050

PHMV-Nummer: 50.45.07.2026

Grundpreis: 2.750,- € empf. VK-Preis exkl. MwSt.
Inklusiv-Ausstattung:

Rückenhöhe 50 cm, Kopfstütze A mit abwaschbarem Bezug Easy Care, Rahmen mit Sitzkantelung -5° bis +22° und Rückenlehnenverstellung -2° bis +38°, Antriebsräder 22" x 1" PU, Lenkräder 6" PU, **Sitzkissen FA breitenverstellbar, ergonomisches Rückenkissen FA breitenverstellbar mit integrierter Rumpfführung**, abwaschbarer Bezug Easy Care, Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fussplatten winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstellbar und abnehmbar, Antikipp-Stützen, Handgriffe für Begleitperson höhenverstellbar, 300 mm

Sitzbreiten: **D73544 = SB 31* – 44 cm = Variante 1**
 D74453 = SB 40* – 53 cm = Variante 2

*mit Sitzbreiten-Reduzierungspolstern = SB-Reduzierung um 2 cm je Seite (optional erhältlich)

Sitztiefen: 39 – 51,5 cm einstellbar in 2,5 cm Schritten**Maximale Gesamtbelastung:** 140 Kilogramm

= Grundausrüstung

Hier bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>		Schnellbestellfeld (gängigste Optionen auf einen Blick)	
Hinweise Zubehör	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Preis €
Wählen Sie bitte hier die von Ihnen gewünschte Sitzbreite für Zubehör-ARTIKEL			
Sitzbreite: <input type="checkbox"/> D35 <input type="checkbox"/> D40 <input type="checkbox"/> D43 <input type="checkbox"/> D45 <input type="checkbox"/> D50			
	Standard	Kopfstütze A mit Seitenführung	0,-
	D26574	Kopfstütze B, klein, oval	0,-
	D26573	Kopfstütze C, groß, rechteckig	0,-
	D70085	Trommelbremse mit Steckachse inkl. Kniehebelbremse	208,-
	D25059	Therapietisch Universal für Sitzbreite (Variante I)	145,-
	D25060	Therapietisch Universal für Sitzbreite (Variante II)	145,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte, Paar	78,-
	D22153	Sitzbreiten-Reduzierungspolster, Paar (reduziert die SB um 2 X 2 cm)	104,-



Vor dem Faxen bitte an die Umwelt denken! Fax enthält nur Seite 1!
 Faxen Sie bitte nur die erste Seite, wenn Sie nur Artikel aus dem Schnellbestellfeld angekreuzt haben

Kommission: _____

RAHMEN

D41006	Rückenhöhe 60 cm (Aufsteckrohre + Velcro-Pad)	267,-
D28972	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	177,-
D29474	Sitzkantelung-Begrenzungsring (<i>keine negative Sitzkantelung nach vorne</i>)	28,-

ANTRIEBSRÄDER

Standard	Antriebsräder 22 x 1" pannensicher inklusive 6 Zoll Lenkräder	0,-
D22000	Antriebsräder 24 x 1" pannensicher inklusive 7 Zoll Lenkräder	115,-
M70315	Montagepaket für Antriebsräder 12 ½" mit Trommelbremse PU, inklusive 7" Lenkräder (Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 22 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler)	345,-
M70316	Montagepaket für Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU, inklusive 7" Lenkräder (Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 22 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler)	345,-
D22009	Hand- & Speichenschutz, transparent, Paar	120,-
D22013	Greifreifenüberzüge	94,-

LENKRÄDER

Standard	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	0,-
D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	68,-

RÜCKEN

Standard	Rückenkissen FA breitenverstellbar mit integrierter Rumpfführung	0,-
D24011	Ohne Rückenkissen FA	-75,-
D21333	Netti STABIL (seitliche Führungspolster 17 cm), Easy Care Bezug	310,-
D21334	Netti SUPERSTABIL (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt), Easy Care Bezug	360,-
	Seitenpelotte Stable, Stück D26831 <input type="checkbox"/> links D26844 <input type="checkbox"/> rechts (Kissenpelotte für Netti Stabil und Netti Superstabil – nicht geeignet für FA Kissen)	155,-
D27375	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction, rechts (Nur einsetzbar für Rückenkissen FA)	155,-
D27374	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction, links (Nur einsetzbar für Rückenkissen FA)	155,-
D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-
D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable	94,-
D27700	Feste Rückeneinheit Aluminium breitenverstellbar für Rückenhöhe 50	146,-
D27701	Feste Rückeneinheit Aluminium breitenverstellbar für Rückenhöhe 60 (inkl. D41006)	312,-

SITZKISSEN

Standard	Sitzkissen FA breitenverstellbar	0,-
D24012	Ohne Sitzkissen FA	-96,-
D21007	Netti SIT AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Easy Care Bezug	229,-
D21017	Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug, 3D	464,-
D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug (HMV-NR: 11.39.01.1021)	354,-
	Sitzhose Leder gepolstert D60001 <input type="checkbox"/> SB 35-45 D60002 <input type="checkbox"/> SB 50-60	375,-

BEINSTÜTZEN

Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich und winkelverstellbaren Fußplatten und Fersenbändern	0,-
D24005	Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, Fußplatten, Fersenbänder	0,-
D21080	Verstärkte Beinstützen (Für schwere & spastische Patienten erforderlich)	450,-
D21081	Extra Abduktion für Beinstützen SB + 5 cm, Paar	320,-
D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
D21041	Fußkasten, gepolstert	302,-
D23014	Fußfixationsbänder	92,-
D28453	Fußplattenpolsterung, Paar, (Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten)	234,-

Kommission: _____

ARMLEHNEN

	Standard	Armlehnen-Polster 385 X 58 mm	0,-
	D21078	Armlehnen-Polster 445 x 70 mm	94,-
		Armschale, drehbar & fixierbar, D22185 <input type="checkbox"/> links D22186 <input type="checkbox"/> rechts <i>(nicht möglich mit Therapietisch)</i>	188,-
	D23003	Langes Hemiplegie Armkissen, Schlange <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	160,-
	D41649	Armlehnenpolster extraweich, Paar (nur für Standardarmpolster 385 X 58 mm)	140,-

KOPFSTÜTZEN-ZUBEHÖR

	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C abnehmbar	141,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-
	D23017	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator (<i>empfohlen bei Patiententransport im Auto</i>)	156,-

ZUBEHÖR FÜR SITZ – UND RÜCKENBEREICH

	D20845	Hüftgurt Autoverriegelung, gepolstert	75,-
	D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
	D21120	Stativ für Hosenträgergurt	188,-

ZUBEHÖR DIVERSE

	Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21050	Therapietisch, verstärkt für SB 35 – 50	271,-
	D24001	Therapietisch, abschwenkbar für SB 35 – 50	185,-
	D24002	Therapietisch, verriegelbar für SB 35 – 50	185,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D21239	Werkzeug Kit	78,-
	D41987	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto	123,-

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

	Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
	Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
	Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage
	Schiebebügel winkelverstellbar – Stück	Preis auf Anfrage

Kommission: _____

Technische Daten Netti 4U Comfort FA:**Netti 4U** comfort | FA

Sitzbreiten:	35 cm - 44 cm (Variante 1) 44 cm - 53 cm (Variante 2)
Sitztiefen	von 39 cm in 2,5 cm Schritten (max. 12,5 cm)
Rückenhöhe:	50 cm Standard 60 cm als Zurüstung
Sitzkantelung:	-5° bis +22°
Rückenwinkelverstellung:	-2° bis + 38°
Gesamtbreite des Rollstuhles:	
- mit 22" + 24" –Antriebsrad Standard	53 cm – 62 cm (Variante 1) 62 cm – 71 cm (Variante 2)
- mit 12"/16"/22"/24" - Trommelbremse	55 cm – 64 cm (Variante 1) 64 cm – 73 cm (Variante 2)
Gesamtlänge:	108 cm mit Beinstützen 89 cm ohne Beinstützen
Gesamthöhe:	108 cm (ohne Kopfstütze)
Gewicht des Rollstuhles:	34 kg
Max. Gesamtbelastung:	140 kg
Rahmenfarbe:	Blau
Bezugsvarianten:	Easy Care antibakterieller abwaschbarer Bezug, grau
Hilfsmittelnummer:	18.50.02.7050 50.45.07.2026

Beinstützen: Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universal-Beinstütze	36 cm	50 cm

Netti 4U comfort | FA
[Ansicht Seitenrahmen links](#)Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder
und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen