

Kommission: _____

Netti 4U comfort | CED

Netti 4U comfort | compact – easy to use – design

Datum: _____



Rechnungsadresse:

Kundennummer: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____

 Angebotserstellung Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

HMV-Nummer: 18.50.02.7044

PHMV-Nummer: 50.45.07.2019

Grundpreis: 2.750,- € empf. VK-Preis exkl. MwSt.
Inklusiv-Ausstattung:

Rückenhöhe 50 cm, Kopfstütze A mit Stoffbezug 3D, Rahmen mit Sitzkantelung -5° bis +20° und Rückenlehnenverstellung 90° bis 135° nach hinten, Antriebsräder 24" x 1" und Lenkräder 7" – 175 X 33 mm pannensicher, Schiebebügel winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstellbar und wegschwenkbar, Sitzkissen Netti UNO und ergonomisches Rückenkissen Netti UNO, Bezug 3D, Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fussplatten winkelverstellbar, Antikipp-Stützen Standard

Sitzbreiten:	D65035 <input type="checkbox"/> 35 cm	D65045 <input type="checkbox"/> 45 cm	Sitzhöhen vom Boden bis Sitzplatte gemessen Siehe Blatt 4
	D65040 <input type="checkbox"/> 40 cm	D65050 <input type="checkbox"/> 50 cm	
	D65043 <input type="checkbox"/> 43 cm		

Sitztiefen: 42,5 - 50,0 cm einstellbar in 2,5 cm Schritten**Maximale Gesamtbelastung:** 125 KilogrammHier bitte ankreuzen **Schnellbestellfeld**

(gängigste Optionen auf einen Blick)

Hinweise Zubehör	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Preis €
	Standard <input checked="" type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung	0,-
	D27574 <input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, klein, oval	0,-
	D27573 <input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, groß, rechteckig	0,-
	D22085 <input type="checkbox"/>	Trommelbremse für Begleitperson inkl. Steckachse + Kniehebelbremse (Bremsgriffe am Schiebebügel montiert)	208,-
	D25059 <input type="checkbox"/>	Therapietisch Universal für Sitzbreite 35-43 cm	145,-
	D25060 <input type="checkbox"/>	Therapietisch Universal für Sitzbreite 45-50 cm	145,-
	D28826 <input type="checkbox"/>	Therapietisch, abschwenkbar SB 35-40cm	185,-
	D28832 <input type="checkbox"/>	Therapietisch, abschwenkbar SB 43-50cm	185,-
	D28828 <input type="checkbox"/>	Therapietisch, verriegelbar SB 35-40cm	185,-
	D28836 <input type="checkbox"/>	Therapietisch, verriegelbar SB 43-50cm	185,-
	D21052 <input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte, Paar	78,-
		Sitz-Seitenpolster, Stück D29487 <input type="checkbox"/> links D29486 <input type="checkbox"/> rechts	52,-
	D21022 <input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Sitz, Rücken, Kniepolster und Kopfstütze (nicht möglich mit VB Venti & Netti Sit °C)	0,-
	D62035 <input type="checkbox"/>	Sitztiefe 37,5-45,0 cm / Sitzhöhe 44,0 cm + 46,5 cm durch 22" + 6" Räder	260,-


Vor dem Faxen bitte an die Umwelt denken! Fax enthält nur Seite 1!
 Faxen Sie bitte nur die erste Seite, wenn Sie nur Artikel aus dem Schnellbestellfeld angekreuzt haben

Kommission: _____

RAHMEN			
	Standard	Rückenhöhe 50 cm	0,-
	D41006	Rückenhöhe 60 cm (<i>inkl. Aufsteckrohre, Velcro-Pad und langem Rückenkissen</i>)	267,-
	D28972	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	177,-
	D29474	Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Sitzkantelung nach vorne)	28,-
ANTRIEBSRÄDER			
	Standard	Antriebsräder 24 x 1" pannensicher inkl. 7 Zoll Lenkräder	0,-
	D22007	Antriebsräder 22 x 1" pannensicher inkl. 6 Zoll Lenkräder	115,-
	M29315	Montagepaket für Antriebsräder 12 ½" mit Trommelbremse PU Bitte beachten! (Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler)	345,-
	M29316	Montagepaket für Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU Bitte beachten! (Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler)	345,-
	D22009	Hand- & Speichenschutz, transparent, Paar	120,-
	D22013	Greifreifenüberzüge	94,-
LENKRÄDER			
	Standard	Lenkräder 7" - 175 x 33 mm pannensicher	0,-
	D21021	Lenkräder: 7" - 175 x 45 Flexel (<i>notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben</i>)	68,-
RÜCKEN			
	Standard	Rückenkissen Netti UNO (<i>seitliche Führungspolster 12 cm</i>) – 3D Bezug	0,-
	D21105	Ohne Rückenkissen Netti UNO	-55
	D21333	Netti STABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm</i>) – 3D Bezug	310,-
	D21334	Netti SUPERSTABIL (<i>seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt</i>) – 3D Bezug	360,-
	D27375	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction , rechts (Nur einsetzbar für Rückenkissen UNO) Achtung: Bei Verwendung einer Pelotte ist die Armlehnen-Abschwenkung blockiert!	155,-
	D27374	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction , links (Nur einsetzbar für Rückenkissen UNO) Achtung: Bei Verwendung einer Pelotte ist die Armlehnen-Abschwenkung blockiert!	155,-
	D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-
		Seitenpelotte Stable, Stück D26831 <input type="checkbox"/> links D26844 <input type="checkbox"/> rechts (Kissenpelotte für Netti Stabil und Netti Superstabil Rücken – nicht geeignet für Netti UNO-Rückenkissen) Achtung: Bei Verwendung einer Pelotte ist die Armlehnen-Abschwenkung blockiert!	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable	94,-
SITZKISSEN UND ZUBEHÖR SITZ			
	Standard	Sitzkissen Netti UNO, – 3D Bezug	0,-
	D21101	Ohne Sitzkissen Netti UNO	-55,-
	D21007	Netti Sit AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, 3 D-Bezug	229,-
	D21017	Netti Sit °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug (HMV-NR. 11.39.01.1021)	354,-
		Sitzhose Leder, gepolstert D60001 <input type="checkbox"/> SB 35-45 D60002 <input type="checkbox"/> SB 50	375,-
	D20845	Hüftgurt Autoverriegelung, gepolstert	75,-
		Abduktionskeil D27493 <input type="checkbox"/> klein D27494 <input type="checkbox"/> mittel D27495 <input type="checkbox"/> groß	177,-
KOPFSTÜTZEN-ZUBEHÖR			
	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagrecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23004	Komfortkissen für Typ A, B, C abnehmbar	141,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-

Kommission: _____

ARMLEHNEN

	Standard	Armlehnen höhenverstellbar und wegschwenkbar	0,-
	Standard	Armlehnen-Polster 385 X 58 mm	0,-
	D41649	Armlehnen-Polster extraweich, Paar	140,-
		Armschale, drehbar & fixierbar D29459 <input type="checkbox"/> links D29460 <input type="checkbox"/> rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	188,-
	D23003	Langes Hemiplegie Armkissen, Schlange	167,-

BEINSTÜTZEN


	Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich und winkelverstellbaren Fußplatten	0,-
	D24006	Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, winkelverstellbare Fußplatten, Fussplatten mit Fersenband (ohne Wadenplatten)	0,-
	D21080	Verstärkte Beinstützen (Für schwere & spastische Patienten erforderlich)	450,-
	D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
	D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
	D21041	Fußkasten, gepolstert	302,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	Fußplattenpolsterung (Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten)	234,-

ZUBEHÖR DIVERSE

	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D21239	Werkzeug Kit	78,-
	D41987	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto	123,-

CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick

	Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück	Preis auf Anfrage
	Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück	Preis auf Anfrage
	Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar	Preis auf Anfrage
	Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit	Preis auf Anfrage

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante SitzplatteNetti 4U comfort | CED
[Ansicht Seitenrahmen links](#)Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder
und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen

Beinstützen Typ:	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universal-Beinstütze	36 cm	50 cm

Kommission: _____

Technische Daten:**Netti 4U** comfort | CED**Sitzbreiten:**

35, 40, 43, 45 & 50 cm

Sitztiefen: Standard

42,5 – 50,0 cm in 2,5 cm-Schritten einstellbar

Sondersitztiefe

37,5 – 45,0 cm in 2,5 cm Schritten einstellbar

Rückenhöhe:

50 cm Standard

60 cm als Zurüstung

Sitzkantelung:

-5° bis +20°

Rückenkantelung:

90° bis 135° nach hinten

Gesamtbreite des Rollstuhles:

Sitzbreite + 18 cm

- Mit 12" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

- Mit 16" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

- Mit 24" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

Gesamtlänge

116 cm mit Beinstützen

89 cm ohne Beinstützen

Gesamthöhe:

113 cm

Gewicht des Rollstuhles:30 kg inklusive Kopfstütze, Armlehnen und
Beinstützen

15 kg Rahmen Netto

Max. Gesamtbelastung:

125 kg

Rahmenfarbe:

Graphit-Grau

Bezugsvariante:

Stoffbezug 3D

Easy Care Bezug antibakterieller abwaschbarer
Bezug, grau**Hilfsmittelnummer:**

18.50.02.7044

50.45.07.2019