

Kommission: _____

Netti **4U** comfort | CE

Netti 4U comfort | compact – easy to use

Datum: _____

Rechnungsadresse:

Kundennummer: C- _____

Ansprechpartner: _____

Abweichende Lieferadresse: _____

 Angebotserstellung Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

HMV-Nummer: 18.50.02.7042

PHMV-Nummer: 50.45.07.2016

Grundpreis: 1.950,- € empf. VK-Preis exkl. MwSt.**Inklusiv-Ausstattung:**

Rückenhöhe 48 cm, Kopfstütze A mit abwaschbarem Bezug Easy Care, Rahmen mit Sitzkantelung -5° bis +20° und Rückenlehnenverstellung -2° bis +135° nach hinten, bedienbar bei im Rollstuhl sitzendem Nutzer, Antriebsräder 24" x 1", Lenkräder 7" Vollgummi, Sitzkissen UNO mit Inkontinenzschutz-Bezug Easy Care, ergonomisches Rückenkissen mit integrierter Rumpfführung, abwaschbarer Rückenbezug Easy Care, Beinstützen kniewinkelverstellbar, Kniepolster, Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar, Fussplatten winkelverstellbar, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Antikipp-Stützen Standard

Sitzbreiten:

D63035

 35 cm

D63040

 40 cm

D63045

 45 cm

D63050

 50 cm**Sitzhöhen** vom Boden bis Sitzplatte gemessen

SH 46,5 + 50,0 cm - 12", 16" + 24" - Antriebsrad

SH 44,0 + 46,5 cm - 22" - Antriebsrad

Sitztiefen: 42,5 – 50,0 cm einstellbar in 2,5 cm Schritten**Maximale Gesamtbelastung: 125 Kilogramm**

= Grundausrüstung

| Hier bitte ankreuzen | | Schnellbestellfeld (gängigste Optionen auf einen Blick) | |
|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| Hinweise Zubehör | Bestellnr. | Bezeichnung | VK-Preis € |
| | Standard | Kopfstütze A mit Seitenführung | 0,- |
| | D26574 | Kopfstütze B, klein, oval | 0,- |
| | D26573 | Kopfstütze C, groß, rechteckig | 0,- |
| ZUBEHÖR-PAKETE (PREISVORTEIL) | | | |
| | D63080 | Trommelbremse 24" + Universaltisch | 255,- |
| | D63081 | Trommelbremse 24" + Universaltisch + Hüftgurt | 385,- |
| | D63082 | Trommelbremse 24" + Universaltisch + Seitenpelotten Correction | 596,- |
| | D63083 | Trommelbremse 24" + Universaltisch + Seitenpelotten Correction + Hüftgurt | 665,- |
| ZUBEHÖR DIVERSE | | | |
| | D22153 | Sitzbreiten-Reduzierungspolster, Paar (reduziert die SB um 2 X 2 cm) | 104,- |
| | D42177 | Schiebebügel winkelverstellbar | 185,- |
| | D62035 | Sitztiefe 37,5-45,0 cm / Sitzhöhe 44,0 cm + 46,5 cm durch 22" + 6" Räder | 260,- |



Vor dem Faxen bitte an die Umwelt denken! Fax enthält nur Seite 1!
Faxen Sie bitte nur die erste Seite, wenn Sie nur Artikel aus dem Schnellbestellfeld angekreuzt haben.

Kommission: _____

Auswahlzubehör

| Hinweise Zubehör | Bestellnr. | Bezeichnung | VK-Preis € |
|------------------------------------|------------|---|---------------|
| RAHMEN | | | |
| | Standard | Rückenhöhe 50 cm | 0,- |
| | D28972 | Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar | 177,- |
| | D29474 | Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Sitzkantelung nach vorne) | 28,- |
| RÜCKEN | | | |
| | Standard | Rückenkissen mit integrierter Rumpfführung und abwaschbarem Bezug Easy Care | 0,- |
| | D28512 | Seitenpelotte Correction links, Stück | 155,- |
| | D28511 | Seitenpelotte Correction, rechts, Stück | 155,- |
| | D27542 | Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction, Stück | 68,- |
| SITZKISSEN UND ZUBEHÖR SITZ | | | |
| | Standard | UNO Sitzkissen inklusive Inkontinenzschutz Bezug Easy Care | 0,- |
| | D21007 | Netti SIT Druckentlastungssitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug | 229,- |
| | D21017 | Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug, 3D | 464,- |
| | D63400 | Vital Base VENTI, Antidekubituskissen mit 3D-Aussenbezug Hilfsmittelnummer: 11.39.01.1021 | 354,- |
| | | Sitzhose Leder gepolstert D60001 <input type="checkbox"/> Größe L D60002 <input type="checkbox"/> Größe XL | 375,- |
| | D20845 | Hüftgurt Autoverriegelung, gepolstert | 75,- |
| | | Abduktionskeil - D27493 <input type="checkbox"/> klein D27494 <input type="checkbox"/> mittel D27495 <input type="checkbox"/> groß | 177,- |
| BEINSTÜTZEN | | | |
| | Standard | Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Wadenplatten und winkelverstellbaren Fußplatten | 0,- |
| | D24005 | Universalbeinstütze mit Knie – Winkeleinstellung, winkelverstellbare Fußplatten, Fussplatten mit Fersenband (ohne Wadenplatten) | 0,- |
| | D21745 | Polster für Wadenplattenwinkel, Paar | 34,- |
| | D41617 | Wadenplattenpolster extraweich, Paar | 140,- |
| | D23014 | Fußfixationsband, Paar | 92,- |
| | D28453 | Fußplattenpolsterung | 234,- |
| ARMLEHNEN | | | |
| | Standard | Armlehnenposter 385 X 58 mm | 0,- |
| | D23003 | Langes Hemiplegie Armkissen, Schlange | 167,- |
| | D41649 | Armlehnenpolster extraweich, Paar (nur für Standardarmpolster 385 X 58 mm) | 74,- |
| | | Armschale, drehbar & fixierbar, D22185 <input type="checkbox"/> links D22186 <input type="checkbox"/> rechts (nicht möglich mit Therapietisch) | 188,- |
| ANTRIEBSRÄDER | | | |
| | Standard | Antriebsräder 24 x 1" pannensicher | 0,- |
| | D21085 | 24" X 1" Trommelbremse für Begleitperson inkl. Steckachse + Kniehebelbremse (Bremsgriffe am Schiebebügel montiert) | 208,- |
| | M70315 | Montagepaket für Antriebsräder 12 ½" mit Trommelbremse PU Bitte beachten! (Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler) | 345,- |
| | M70316 | Montagepaket für Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU Bitte beachten! (Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 Zoll Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler) | 345,- |
| | D22009 | Speichenschutz 24", transparent, Paar | 120,- |

Kommission: _____

LENKRÄDER

| LENKRÄDER | | | |
|---------------------------|----------|--|-------|
| | Standard | Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher | 0,- |
| | D21021 | Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben) | 68,- |
| | D22005 | Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher | 68,- |
| THERAPIETISCHE | | | |
| | D25059 | Therapietisch Universal für Sitzbreite 35-43 cm, standard | 145,- |
| | D25060 | Therapietisch Universal für Sitzbreite 44-50 cm, standard | 145,- |
| | D21052 | Polsterung für Therapietischplatte, Paar | 78,- |
| | D21050 | Therapietisch, verstärkt SB 35-40 cm | 271,- |
| | D21053 | Therapietisch, verstärkt SB 43-50 cm | 271,- |
| | D24001 | Therapietisch, abschwenkbar | 185,- |
| | D24002 | Therapietisch, verriegelbar | 185,- |
| ZUBEHÖR DIVERSE II | | | |
| | D21239 | Werkzeug Kit | 78,- |
| | D41987 | Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr) | 234,- |
| | D41074 | Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto | 123,- |

Technische Daten:

Sitzbreiten

35; 40; 45 & 50 cm

Sitztiefen

Standard

42,5 – 50,0 cm (in 2,5 cm Schritten)

Sondersitztiefe

37,5 – 45,0 cm (in 2,5 cm Schritten)

Rückenpolster:**Der Abstand zwischen den Rumpfführungen beträgt SB – 10 cm = z.B. 30 cm bei SB 40!****Bitte berücksichtigen Sie dies und nehmen Sie bei erweitertem Platzbedarf die nächst größere Sitzbreite + SB-Reduzierungspolster oder weichen Sie auf den Netti 4U CED aus.****Rückenhöhe:**

50 cm Standard

Sitzkantelung:

-5° bis +20°

Rückenkantelung:

90° bis 135° nach hinten

Gesamtbreite des Rollstuhles:

Sitzbreite + 20 cm

- Mit 12" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

- Mit 16" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

- Mit 24" Trommelbremse:

Sitzbreite + 20 cm

Gesamtlänge

102 cm mit Beinstützen

Gesamthöhe:

105 cm

Gewicht des Rollstuhles:

28 kg inklusive Zubehör

15 kg Rahmen Netto

Max.Gesamtbelastung:

125 kg

Rahmenfarbe:

Blau

Bezugsvariante:

Easy Care antibakterieller abwaschbarer Bezug, grau

Hilfsmittelnummer:


18.50.02.7042

50.45.07.2016

Kommission: _____

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

 Netti 4U comfort | CE
Ansicht Seitenrahmen rechts

 Sitzhöhen bei Nutzung unterschiedlicher Antriebsräder
 und Lochpositionen in der Lenkradgabel und dem hinteren Rahmen


Bei Verwendung der Artikel Nummer D62035 ist eine Sitzhöhe von 44,0 cm einstellbar!

| Beinstützen Typ: | Min. Unterschenklänge | Max. Unterschenklänge |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Winkelregulierbare Beinstütze | 32 cm | 68 cm |
| Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung: | 36 cm | 50 cm |