



Kommission: _____



Netti  I HMV-Nummer: 18.50.02.6004

Datum: _____

	Rechnungsadresse:	Kundenkürzel: C- _____
	_____	Ansprechpartner: _____
	_____	Abweichende Lieferadresse:
<input type="checkbox"/> Angebotserstellung		<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Inklusiv-Ausstattung:
 Rückenhöhe 50 cm, Rückenlehnenverstellung bis + 40°, Antriebsräder 24" x 1" und Lenkräder 7" 175x33 pannensicher, Sitzkissen Netti Uno, Rückenkissen Netti Flip, Universal-Beinstützen kniewinkelverstellbar, Fussplatten winkelverstellbar mit Fersenbändern, Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar, Antikipp-Stützen wegschwenkbar und höheneinstellbar, Komfortsitz, Bremshebel 15 cm

<p style="text-align: center;">Sitzbreite</p> <p>D10035 <input type="checkbox"/> 35 cm D10040 <input type="checkbox"/> 40 cm D10043 <input type="checkbox"/> 43 cm D10045 <input type="checkbox"/> 45 cm D10050 <input type="checkbox"/> 50 cm</p> <p style="text-align: center;">Maximale Gesamtbelastung: 150 kg</p>	<p>Netti I HD Version</p> <p>D10055 <input type="checkbox"/> 55 cm D10060 <input type="checkbox"/> 60 cm</p> <p><i>(einschl. SIT-Kissen, 24 x 13/8 Trommelbremsräder, 7" 175x45 Lenkräder Flexel & Armlehnenpolster 420 X 80 mm)</i></p> <p>Maximale Gesamtbelastung: 150 kg</p>	<p style="text-align: center;">Sitztiefe</p> <p>E <input type="checkbox"/> 37,5 cm D <input type="checkbox"/> 39,0 cm C <input type="checkbox"/> 41,5 cm B <input type="checkbox"/> 44,0 cm A <input type="checkbox"/> 46,5 cm</p> <p style="text-align: center;">Im Grundpreis enthalten</p>
Grundpreis: 2.356,- €	Grundpreis: 3084,- €	

Hier bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>		Auswahlzubehör	
Hinweise	Bestellnummer	Bezeichnung	VK-Preis €
		RAHMEN	
	Standard	Rückenhöhe 50 cm und Komfortsitz	0,-
	D21006	Rückenhöhe 60 cm (Aufsteckrohre + längeres Rückenkissen Netti Smart)	196,-
	D21046	Gleitsitz	156,-
	D23010	Tetra-Spastik-Version: verstärkte Rückenteilhalter, verstärkte Beinstützen	550,-
	D20832	Einhandantrieb mit Steckachse TB-Version (24" x 1 3/8" Flexel)	1451,-
	D27282	Einhandbremse rechts (nur in Kombination mit Trommelbremse)	312,-
	D27283	Einhandbremse links (nur in Kombination mit Trommelbremse)	312,-
	D20824	Rahmenverlängerung, Paar einschl. Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-
	D21031	Bremshebelverlängerung, Länge: 25 cm, Paar	68,-

Kommission: _____

ANTRIEBSRÄDER

	D21010	Trommelbremse mit Steckachse inkl. höhenver. Handgriffe für Begleitperson <i>(standard bei SB 55 + 60 cm)</i>	208,-
	Standard	Antriebsräder 24 x 1" pannensicher	0,-
	D22002	Antriebsräder 20 x 1" pannensicher	115,-
	D22007	Antriebsräder 22 x 1" pannensicher	115,-
	D22010	Antriebsräder 26" x 1 3/8" Flexel	115,-
	D22006	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Flexel <i>(standard bei SB 55 + 60 cm)</i>	52,-
	D22008	Antriebsräder Breite: 1 3/8, Luft	52,-
	D21034	12" TBB inkl. Schiebegriffe & Steckachsen, Luft	345,-
	D21035	12" TBB inkl. Schiebegriffe & Steckachsen, Flexel	345,-
	D22013	Greifreifenüberzüge, Paar	94,-
	D22009	Hand- & Speichenschutz, transparent, Paar	120,-

LENKRÄDER

	Standard	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0,-
	D21012	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	68,-
	D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel <i>(standard bei SB 55 + 60 cm)</i>	68,-
	D22003	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher	68,-
	D22005	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	68,-
	D21026	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	68,-
	D20664	Abstandstück für Vorderrad <i>(optimal in Kombination mit Universalbeinstützen bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)</i>	99,-

RÜCKENKISSEN

	Standard	Flip Rückenpolster, RH 48 cm	0,-
	D10205	Netti Stabil <i>(seitliche Führungspolster 17 cm)</i> - Bezug 3D	364,-
	D21223	Netti Super Stabil <i>(seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt)</i> - Bezug 3D	375,-
	D10201	Netti Smart Rückenkissen <i>(seitliche Führungspolster 12 cm)</i> - Bezug 3D	177,-
	D24106	Ohne Rückenpolster Flip	-50,-
	D26830	Seitenpelotte Stable, links <i>(Kissenpelotte für Stabil und Superstabil Rücken – nicht geeignet für Smart und Flip Kissen)</i>	155,-
	D26843	Seitenpelotte Stable, rechts <i>(Kissenpelotte für Stabil und Superstabil Rücken – nicht geeignet für Smart und Flip Kissen)</i>	155,-
	D27541	Polsterung der Gestänge für Seitenpelotte Stable	94,-
	D27378	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction rechts <i>(Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart oder Flip!)</i>	155,-
	D27376	Höhen-, seiten und körperanpassbare Seitenpelotte Correction links <i>(Nur einzusetzen für Rückenkissen Netti Smart oder Flip!)</i>	155,-
	D27542	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Correction	68,-

SITZKISSEN

	Standard	Netti UNO Sitzkissen <i>(bei SB 55 & 60 cm wird als Standard SIT geliefert)</i>	0,-
	D21007	Netti SIT AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem Bezug, Bezug 3D,	229,-
	D21017	Netti SIT °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug Hilfsmittelnnummer 11.39.01.1021	354,-
	D21101	Ohne Sitzkissen Netti Uno bei SB 35 – 50 cm	-55,-
	D21104	Ohne Sitzkissen Netti Sit bei SB 55 + 60 cm	-100,-
	D21022	Bezug Easy Care für Sitz, Rücken, Kniepolster und Kopfstütze, abwaschbar <i>(nicht möglich mit VB Venti, VB Flip & Nett Sit °C)</i>	0,-
	D21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	151,-

Kommission: _____

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZEN			
	D20575	Kopfstütze A mit Seitenführung	156,-
	D20574	Kopfstütze B, klein, oval	156,-
	D20573	Kopfstütze C, groß, rechteckig	156,-
	D21027	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm (<i>waagerecht</i>) Länge 25 cm	67,-
	D21028	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm (<i>waagerecht</i>) Länge 38 cm	77,-
	D21054	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm (<i>senkrecht</i>) Länge 50 cm	69,-
	D23012	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C, abnehmbar	52,-
	D23004	Komfortkissen für Kopfstütze, Typ A, B, C	141,-
	D23015	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-
	D23017	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 35-50 <i>(empfohlen bei Patiententransport im Auto)</i>	156,-
	D23023	Kopfstützenaufnahmeblock-Stabilisator für SB 55-60 <i>(empfohlen bei Patiententransport im Auto)</i>	229,-
ARMLEHNEN & ZUBEHÖR			
	Standard	Höhenverstellbare Armlehne	0,-
	D22149	Seitenpolster, Paar & abnehmbar 25 mm Breite <i>(verkleinert die Sitzbreite um 5 cm)</i>	89,-
	D21014	Führungsrohrverlängerung für die Armlehnen um 5 cm, Paar	420,-
	D21015	Führungsrohrverlängerung für die Armlehnen um 10 cm, Paar	420,-
	Standard	Armlehnen-Polster 385 x 58 mm	0,-
	D41649	Armlehnen-Polster extraweich, Paar (nur für Standardarmpolster 385 X 58 mm)	140,-
	D21077	Armlehnen-Polster 420 x 80 mm	94,-
	D21078	Armlehnen-Polster 445 x 70 mm	94,-
	D21079	Armlehnen-Polster 525 x 80 mm	94,-
	D21927	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-
	D22186	Armschale, drehbar & fixierbar, rechts <i>(nicht möglich mit Therapietisch)</i>	188,-
	D22185	Armschale, drehbar & fixierbar, links <i>(nicht möglich mit Therapietisch)</i>	188,-
	D23003	Langes Hemiplegie Armkissen, Schlange	167,-
BEINSTÜTZEN & ZUBEHÖR			
	Standard	Universal Beinstützen inkl. Kniewinkelverstellung (ohne Wadenplatte)	0,-
	D21107	Ohne Beinstützen	-150,-
	D10202	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit winkelverstellbaren Fußplatten	312,-
	D21080	Verstärkte Beinstützen <i>(für schweren & spastischen Patienten erforderlich)</i> (Nicht kompatibel mit Extra-Abduktion +5 cm, D21081 - Als Sonderbau möglich)	450,-
	D21008	Gasdruckfedern für winkelregulierbare Beinstützen, Paar <i>(nur in Verbindung mit D21080 oder D10202)</i>	151,-
	D21061	Amputationstütze, rechts	177,-
	D21062	Amputationstütze, links	177,-
	D21081	Extra Abduktion für Beinstützen + 5 cm, Paar, <i>(Nicht möglich bei SB 43 + 60 cm)</i>	320,-
	D24000	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	125,-
	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	34,-
	D41617	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	140,-
	D21044	Durchgehendes Fußbrett, hochschwenkbar	188,-
	D21041	Fusskasten, gepolstert	302,-
	D23014	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	Fußplattenpolsterung, Paar <i>(Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten)</i>	234,-

Kommission: _____

ZUBEHÖR FÜR SITZ- UND RÜCKENBEREICH			
	D20845	Hüftgurt gepolstert , Autoverriegelung	75,-
	D60001	Sitzhose Leder gepolstert SB 35-45	375,-
	D60002	Sitzhose Leder gepolstert SB 50-60	375,-
	D27490	Abduktionskeil - klein, Breite: 8 cm x Länge: 14 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27491	Abduktionskeil - mittel, Breite: 11 cm x Länge: 15 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D27492	Abduktionskeil - groß, Breite: 14 cm x Länge: 17 cm x Höhe: 8 cm	177,-
	D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
	D21120	Hosenträgergurt Stativ	188,-
	D21042	Lendenwirbelkissen (<i>Klettverschluss</i>)	99,-
	D20830	Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze (<i>links, rechts einsetzbar</i>), Stück	136,-
	D21084	Rückenkeil für seitliche Anpassung, Stück	99,-
THERAPIETISCHE			
	D21050	Therapietisch, verstärkt	271,-
	D21059	Therapietisch Universal für Sitzbreite 35-43 cm	145,-
	D21060	Therapietisch Universal für Sitzbreite 43-50 cm (<i>bei SB 50 mit Armlehnen-Polster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden</i>)	145,-
	D21063	Therapietisch Universal für Sitzbreite 55-60 cm	185,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
	D23006	Gepolsterte Halbtisch Armlehne links	333,-
	D23005	Gepolsterte Halbtisch Armlehne rechts	333,-
ZUBEHÖR DIVERSE			
	D21754	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	94,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D21239	Werkzeug-Kit	78,-
	D41987	Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr	234,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto	123,-
CUSTOM MADE - häufig bestellte Sonder-Anfertigungen im Überblick			
	Verstärkte Fussplatten – Aluminium – Paar		Preis auf Anfrage
	Verstärkter Kleiderschutz - Aluminium – Paar		Preis auf Anfrage
	Kopfstütze mit seitlich anpassbaren Seitenpelotten - Stück		Preis auf Anfrage
	Kopfstütze A mit Stirn-Fixierband – Stück		Preis auf Anfrage
	Vergrößerte Wadenplatten (50% höher als standard) – Paar		Preis auf Anfrage
	Zentral-Feststellbremse (bremst über einen Handhebel beide Antriebsräder) – Einheit		Preis auf Anfrage
	Schiebebügel winkelverstellbar – Stück		Preis auf Anfrage

Kommission: _____

Technische Daten Netti I:



Sitzbreiten:	35, 40, 43, 45 & 50 cm 55 & 60 cm HD	
Sitztiefen:	37,5, 39,0, 41,5, 44,0, 46,5 cm	
Rückenhöhe:	50 cm standard 60 cm als Zurüstung	
Rückenkantelung:	40° nach hinten	
Gesamtbreite des Rollstuhles:	Zusammen:	Verpackt:
- Mit 12" Trommelbremse:	Sitzbreite + 21 cm	Sitzbreite + 9,5 cm
- Mit 24" Antriebsräder:	Sitzbreite + 22 cm	Sitzbreite + 17,5 cm
Gesamtlänge, Grundversion 35 cm:	87 cm	69 cm
Gesamthöhe:	95 cm	45,5 cm
Gewicht des Rollstuhles:	28 kg	
Maximale Gesamtbelastung:	150 kg	
Rahmenfarbe:	Silber	
Bezugsvarianten:	Atmungsaktiver Bezug 3D Easy Care antibakterieller abwaschbarer Bezug, grau	
Hilfsmittelnummer:	18.50.02.6004	

Beinstütze Typ:	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universal-Beinstütze	36 cm	50 cm

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Hinterradgröße	20"		22"		24"		26"	
Obere Position/Größe V.Rad			34 cm	5"	36,5 cm	6 & 7"	39 cm	6,7 & 8"
Mittlere Position/ Größe V.Rad	36,5 cm	6"	39 cm	5 & 6"	41,5 cm	6 & 7"	44 cm	6,7 & 8"
Untere Position/Größe V.Rad	39,5 cm	6 & 7"	42 cm	6 & 7"	44,5 cm	7 & 8"	47 cm	8"