


Kommission: _____



HMV-Nummer: 18.99.02.1004

Datum: _____

	Rechnungsadresse: _____ _____ _____	Kundennummer: C- _____ Ansprechpartner: _____ Abweichende Lieferadresse: _____
	<input type="checkbox"/> Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Inklusiv-Ausstattung:

Rückenhöhe 40 cm, Rahmen mit Sitzkantelung -8° bis +18° und Rückenlehnenverstellung bis + 40°, Antriebsräder mit Trommelbremse 22" x 1", Lenkräder 6" Vollgummi, Druckentlastungs-Sitzkissen Netti SIT, ergonomisches Rückenkissen Netti Smart, universelle Beinstützen inkl. Fußbrett höhenverstellbar, Armlehnen höhenverstellbar, Antikipp-Stützen wegschwenkbar und höheneinstellbar, Handgriffe für Begleitperson höheneinstellbar 300 mm

Sitzbreite D2025 <input type="checkbox"/> 25 cm D2030 <input type="checkbox"/> 30 cm D2035 <input type="checkbox"/> 35 cm Rahmenfarbe Silber Maximale Gesamtbelastung: 90 kg	Bezugsfarben <input type="checkbox"/> Komplettschwarz <input type="checkbox"/> Sitzkissen Schwarz - Rückenkissen Rot/Schwarz Alle Kissen mit atmungsaktivem 3D-Bezug	Sitztiefe C-M <input type="checkbox"/> 28,5 cm B-M <input type="checkbox"/> 31,0 cm A-M <input type="checkbox"/> 34,5 cm
Grundpreis: 3.146,- €		

Grundausrüstung

Hier bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>		Auswahlzubehör	
Hinweise	Bestellnummer	Bezeichnung	VK-Preis €
RAHMEN			
	Standard	Rückenhöhe 40 cm	0,-
	D2080M	Sonder-Rückenhöhe 50 cm	Auf Anfrage
	D2081M	Sondersitztiefen	Auf Anfrage
	D20824	Rahmenverlängerung, Paar einschl. Bremsen auf unteren Rahmenrohren	177,-
RÜCKENKISSEN			
	Standard	Netti Smart Rückenkissen, atmungsaktiver 3D-Bezug	0,-
	D21102	Ohne Rückenkissen Netti Smart	-140,-
	D21023	Netti Stabil Rückenkissen, atmungsaktiver 3D-Bezug	219,-
		Seitenpelotte Stable D26830 <input type="checkbox"/> links D26843 <input type="checkbox"/> rechts <i>(Kissenpelotte für Stabil Rückenkissen – nicht geeignet für Smart Kissen)</i>	155,-
	D27541	Polsterung für Seitenpelotte Stable	94,-
	D24051	Seitenpelotte mini, rechts und links einsetzbar (B: 78, H: 40, L: 115 mm)	155,-

Kommission: _____

SITZKISSEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzkissen Netti Sit, atmungsaktiver 3D-Bezug	0,-
	D21104	<input type="checkbox"/>	Ohne Sitzkissen Netti Sit	-100,-
	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem Bezug	464,-
	D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base Venti, Antidekubituskissen mit 3D-Aussenbezug	354,-
Hilfsmittelnummer: 11.39.01.1021				

BEINSTÜTZEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Universelle Beinstützen mit winkelverstellbarem Fussbrett	0,-
	D21011	<input type="checkbox"/>	Winkelverstellbare Beinstützen mit automatischem Längenausgleich	323,-
	D21041	<input type="checkbox"/>	Fußkasten, gepolstert	302,-
	D2082M	<input type="checkbox"/>	Fußplattenhalter lange Ausführung + 9 cm, Paar für feste Beinstützen	47,-
	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion für Beinstützen + 5 cm, Paar	320,-
	D23014	<input type="checkbox"/>	Fußfixationsband, Paar	92,-
	D28453	<input type="checkbox"/>	Fußplattenpolsterung, Paar <i>(Nicht kompatibel mit Fußbrett durchgehend oder Fußkasten)</i>	234,-

ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Höhenverstellbare Armlehne	0,-
		<input type="checkbox"/>	Armschale, drehbar & fixierbar D24039 <input type="checkbox"/> links D24038 <input type="checkbox"/> rechts <i>(nicht möglich mit Therapietisch)</i>	188,-
	D22152	<input type="checkbox"/>	Seitenpolster, Paar & abnehmbar B:25 mm <i>(verkleinert die SB um 5 cm)</i>	73,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen-Polster 330 X 55 mm	0,-
		<input type="checkbox"/>	Armlehnen-Polster D21096 <input type="checkbox"/> 385 x 58 mm D21077 <input type="checkbox"/> 420 x 80 mm D21078 <input type="checkbox"/> 445 x 70 mm D21079 <input type="checkbox"/> 525 x 80 mm	94,-
	D41649	<input type="checkbox"/>	Armlehnen-Polster extraweich, Paar (nur für Armpolster 385 X 58 mm)	140,-
	D21927	<input type="checkbox"/>	Armlehnen-Polster nach hinten abgewinkelt 524 x 79 mm	125,-

LENKRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	0,-
	D22003	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher	68,-
	D22017	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	68,-
	D21012	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	68,-
	D21021	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel	68,-
	D21026	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	68,-
	D20664	<input type="checkbox"/>	Abstandsstück für Vorderrad <i>(zum leichteren Trippeln für Hemiplegiker)</i>	99,-

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	22 x 1" Trommelbremsräder mit Steckachsen, 4° negativen Sturz, pannensicher	0,-
	D22006	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder Breite: 1 3/8" Flexel	52,-
	D22008	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder Breite: 1 3/8" Luft	52,-
	D22002	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 20 x 1", pannensicher	115,-
	D22018	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 24 x 1", pannensicher	115,-
	D22010	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 26 x 1 3/8", Flexel	115,-
	D21034	<input type="checkbox"/>	12" Trommelbremse inkl. Handgriffe für Begleitperson und Steckachsen, Luft	345,-
	D21035	<input type="checkbox"/>	12" Trommelbremse inkl. Handgriffe für Begleitperson und Steckachsen, Flexel	345,-
	D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar	94,-
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- & Speichenschutz, transparent, Paar	120,-

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR FÜR KOPFSTÜTZE

		<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D23973 <input type="checkbox"/> A, mit Seitenführung D20574 <input type="checkbox"/> B, klein, oval	156,-
	D21027	<input type="checkbox"/>	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 10 cm <i>(waagrecht)</i> Länge 25cm	67,-
	D21028	<input type="checkbox"/>	Verlängerung des Kopfstützenrohrs um 23 cm <i>(waagrecht)</i> Länge 38cm	77,-
	D21054	<input type="checkbox"/>	Verlängerung des Kopfstützenstativs um 15 cm <i>(senkrecht)</i> Länge 35cm	69,-
	D23012	<input type="checkbox"/>	Easy Care Bezug für Kopfstütze A, B, abnehmbar	52,-
	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ A, B, C, abnehmbar	141,-
	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband	160,-

Kommission: _____

ZUBEHÖR KISSEN & SITZ			
	D21048	Inkontinenzbezug für Netti Sit	151,-
	D20845	Hüftgurt gepolstert Autoverriegelung	75,-
	D20881	Hosenträgergurt, gepolstert	188,-
	D21120	Hosenträgergurt Stativ	188,-
	D24297	Abduktionskeil mini, B: 6 cm x L: 11 cm x H: 5 cm	177,-
	D20830	Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze (<i>links und rechts einsetzbar</i>), <input type="checkbox"/> 1 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk.	136,-
ZUBEHÖR DIVERSE			
	Standard	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 300 mm, Paar	0,-
	D21808	Handgriffe für Begleitperson, höhenverstellbar und drehbar 500 mm, Paar	136,-
	D21050	Therapietisch verstärkt für SB 35	271,-
	D24001	Therapietisch abschwenkbar	185,-
	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	78,-
	D41987	Infusionsständer zur Montage am Rücken-Querrohr	234,-
	D21087	Klinik-Kit (Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen + Werkzeug)	98,-
	D21239	Werkzeug Kit	78,-
	D41074	Rollstuhl-Befestigungs-Kit für Auto	123,-

Technische Daten Netti Mini:



Sitzbreiten:	25, 30 & 35 cm	
Sitztiefen:	28½, 31 & 34½ cm	
Rückenhöhe:	40 cm Standard	
	50 cm als Zurüstung (Sonderbau)	
Sitzkantelung:	-8° bis +18°	
Rückenkantelung:	40° nach hinten	
Gesamtbreite des Rollstuhles:	Zusammen:	Verpackt:
- Mit 12" Trommelbremse:	Sitzbreite + 21 cm	Sitzbreite + 11,5 cm
- Mit 22" Trommelbremsräder:	Sitzbreite + 22 cm	Sitzbreite + 11,5 cm
Gesamtlänge:	80 cm	66,5 cm
Gesamthöhe:	62 cm	48 cm
Gewicht des Rollstuhles:	21,5 kg	
Max. Gesamtbelastung:	90 kg	
Rahmenfarbe:	Silber	
Bezugsvarianten:	Atmungsaktiver 3D Bezug	
Hilfsmittelnummer:	18.99.02.1004	

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen:
(Räder in der oberen und unteren Position der Adapterplatte)

Hinterradgröße	20"		22"		24"	
Obere Position/Größe V.Rad			41,5 cm	5 & 6"	44 cm	5,6 & 7"
Untere Position/Größe V.Rad	42 cm	5,6 & 7"	44,5 cm	6,7 & 8"	47 cm	7 & 8"

Beinstütze Typ:	Min. Unterschenkelänge	Max. Unterschenkelänge
Winkelregulierbare Beinstütze	29 cm	39 cm
Fußbrett	27 cm	37 cm