


Kommission: _____

Einfach- und mehrfach faltbare Rampen

Datum: _____

	Rechnungsadresse:	Kundennummer: C- _____
	_____	Ansprechpartner: _____
	_____	Abweichende Lieferadresse:
	_____	_____
<input type="checkbox"/> Angebotserstellung		<input type="checkbox"/> Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Maximale Belastbarkeit der einfach – und mehrfach faltbaren Rampen beträgt 250 kg.

Artikelnummer	Modell	Länge m	Breite m	Gewicht kg	Maß gefaltet (L x B) m	HMV-Nummer	VK €	Stück
Einfach faltbare Rampen								
80-10000	SFW 232	0,61	0,80	4,5	0,61 x 0,42	22.50.01.0053	220,-	
80-10001	SFW 332	0,92	0,80	6,4	0,92 x 0,42	22.50.01.0053	315,-	
80-10002	SFW 432	1,22	0,80	8,2	1,22 x 0,42	22.50.01.0053	415,-	
80-10003	SFW 532	1,52	0,80	10,0	1,52 x 0,42	22.50.01.0053	470,-	
Mehrfach faltbare Rampen								
80-10004	WCR 532	1,52	0,80	13,6	0,83 x 0,42	22.50.01.0051	540,-	
80-10005	WCR 632	1,83	0,80	16,3	0,98 x 0,42	22.50.01.0051	590,-	
80-10006	WCR 732	2,13	0,80	18,1	1,13 x 0,42	22.50.01.0051	710,-	
80-10007	WCR 832	2,44	0,80	24,0	1,29 x 0,42	22.50.01.0051	875,-	
80-10008	WCR1032	3,05	0,80	29,5	1,59 x 0,42	22.50.01.0052	1250,-	
80-10009	WCR1232	3,66	0,80	33,3	1,89 x 0,42	22.50.01.0052	2080,-	